

Cat. No. 14041 من أجل 40 تحليل	R1	5 x	Lyo. For 20 ml
	R2	2 x	Lyo. For 1 ml
	R3	1 x	0.5 ml

## Aldolase

## الدولاز

طريقة غير لونية

### كاشف مجفد

### التحليل:

العينة	ناصح العينة	
200 µl	200 µl	العينة
2500 µl	--	كاشف R1
--	2500 µl	NaCl 0.9%
50 µl	--	كاشف R2
10 µl	--	كاشف R3

امزج بشكل جيد و احضن 5 دقائق في درجة حرارة الغرفة. أقرأ الامتصاصية **A1** احضن 20 دقيقة بالضبط في الدرجة 37 م. أقرأ الامتصاصية **A2** مقابل عينة الناصع. احسب الفرق بين الامتصاصيتين للحصول على الامتصاصية المطلوبة **A = A1 - A2**

### ملاحظة:

إذا كانت الامتصاصية **A1** أكبر من 0.95 مدد بمحلول كلور الصوديوم 0.9% (محلول فيزيولوجي) بنسبة (1+1) و بإعادة التحليل نضرب النتيجة بـ 2.

### الحساب:

$$F \times A = (U/L) \text{ فعالية الدولاز}$$

### عامل المعايرة (F):

طول الموجة	334 nm	340 nm	365 nm
37°C	55.8	54.8	101.5

### الخطية:

حتى: 30 U/L  
العينة ذات النتيجة أعلى من 30 U/L يجب أن تمدد بمحلول كلور الصوديوم 0.9% (محلول فيزيولوجي) بنسبة (9+1) و بإعادة التحليل نضرب النتيجة بـ 10.

### التداخلات:

انظر في كتاب Young et al. من اجل جداول إضافية لتداخل المواد.

### التحذيرات:

يحتوي الكاشف على أزيد الصوديوم كمادة حافظة. و من المحتمل أن يرتبط مع أملاح النحاس أو الرصاص ليشكل أزيدات المعادن المتفجرة. لذلك بعد طرح الكاشف المستخدم اغسل بكمية كبيرة من الماء لمنع ارتباط الأزيد.


### المجال الطبيعي:

أقل من 7.6 U/L	نساء و رجال
----------------	-------------

### المراجع:

- Kaplan, L.A., Pesce, A.J.: "Clinical Chemistry", Mosby Ed.(1996)
- Tietz, N.W., Fundamentals of Clinical Chemistry, W.B. Saunders Co.,
- Young, D.S., Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, fifth edition 2000, AACCC Press, Washington, D.C.

### مبدأ الاختبار:



يُحوّل الألدولاز مركب F-1,6-DP إلى GAP و DAP و بإضافة TPI كوسيط لتحويل GAP إلى DAP و بوجود أنزيم GDH إرجاع DAP إلى غليسيرول فوسفات بشكل متزامن مع أكسدة NADH إلى NAD. و الذي يقاس عند طول موجة 340 نانومتر. معدل التناقص في الامتصاصية اللونية تتناسب مع فعالية الألدولاز في العينة.

GAP : glyceraldehyde-3-phosphate , DAP : dihydroxyacetone phosphate  
TPI : Triosephosphate isomerase, GDH : glycerolphosphate dehydrogenase  
LDH : Lactate Dehydrogenase

### تركيب الكاشف:

Reagent R1:		
Collidine buffer pH=7.4	51.0	mmol/L
Mono-iodoacetate	0.27	mmol/L
F-1 ,6-DP(fructose-1,6-diphosphate)	2.7	mmol/L
Reagent R2:		
NADH	12	mmol/L
Reagent R3:		
GDH	≥ 80	KU/L
TPI	≥ 10	KU/L
LDH	≥ 150	kU/L

### ثباتية الكاشف و تحضير محلول العمل:

كاشف R1: بوردرة مجفدة.

كاشف R2: بوردرة مجفدة.

كاشف R3: سائل جاهز للعمل.

كل الكواشف ثابتة خلال فترة الصلاحية المثبتة على اللصاقة عند التخزين في الدرجة 2-8 م.

### محلول العمل:

**كاشف R1:** أضيف 20 مل من الماء المقطر إلى عبوة واحدة من كاشف R1. تترك لمدة 10 دقائق ثم نمزج بلطف. محلول العمل ثابت مدة 2 أسبوع في الدرجة 2-8 م.

**كاشف R2:** أضيف 1 مل من الماء المقطر إلى عبوة واحدة من كاشف R2. تترك لمدة 10 دقائق ثم نمزج بلطف. محلول العمل ثابت مدة 4 أسبوع في الدرجة 2-8 م.

### جمع العينة و حفظها:

1 - عينة غير منحلة من المصل أو هيبارين و EDTA بلازما هو الاقتراح الأمثل.

2 - تحفظ العينة 15 يوم في الدرجة 2-8 م.

### الإجراء:

Hg 340 nm (334 – 365 nm)	طول الموجة (فوتومتر)
340 nm	طول الموجة (سبكتروفوتومتر)
1 cm المسار الضوئي	حجرة القياس
37 °C	درجة الحرارة
مقابل عينة الناصع	القياس
الزمن الثابت	التفاعل