


Cat. No. 14100	R1	1 x 10 ml
من أجل تحليل 20	R2	1 x 10 ml
Cat. No. 14101	R1	1 x 20 ml
من أجل تحليل 40	R2	1 x 20 ml

ألفا-أميلاز α -Amylase

طريقة لونية حركية , تعتمد على ركيزة الـ Gal-G₂- α -CNP.

كاشف سائل

مبدأ الاختبار:



يقوم أنزيم ألفا أميلاز بحل الركيزة Gal-G₂- α -CNP لتعطي مباشرة كاشف (CNP) 2-chloro-p-nitrophenol الذي يقاس عند طول موجة 405 نانومتر. معدل الازدياد في الامتصاصية اللونية تتناسب مع فعالية ألفا أميلاز في العينة.

تركيب الكاشف:

Reagent R1		
MES Buffer, pH 6,0	50,0	mmol/L
Calcium chloride	10	mmol/L
Sodium chloride	600	mmol/L
preservative		
Reagent R2		
Gal-G ₂ - α -CNP	3.8	mmol/L
Stabilizer, preservative, detergent		

ثباتية الكاشف و تحضير محلول العمل:

كاشف R1: سائل.

كاشف R2: سائل.

كل الكواشف ثابتة خلال فترة الصلاحية المثبتة على اللصاقة عند التخزين في الدرجة 2-8 °م.

محلول العمل:

نضيف حجم واحد من كاشف R1 إلى حجم واحد من كاشف R2. نمزج بلطف. محلول العمل ثابت مدة 2 أسبوع في الدرجة 2-8 °م.

ملاحظة: إذا كنت امتصاصية الكاشف بدون عينة عند طول موجة 405 نانومتر ضد الماء المقطر أكثر من 0.600 فيجب استبعاد الكاشف.

جمع العينة وحفظها:

1 - عينة مصل غير منحللة أو هبارين بلازما.

2 - لا تستخدم بلازما سيترات EDTA، لأنها تسبب ربط الكالسيوم الضروري لفعالية الأميلاز.

3 - الأميلاز في المصل ثابت لمدة 1 أسبوع في الدرجة 20-25 °م. و 1 شهر في الدرجة 2-8 °م.

4 - عينة البول تمدد بمحلول كلور الصوديوم 0.9% (محلول فيزيولوجي) بنسبة (2+1) و بإعادة التحليل نضرب النتيجة بـ 3.

5 - الأميلاز في البول ثابت لمدة 2 يوم في الدرجة 20-25 °م. و 10 أيام في الدرجة 2-8 °م.

يمكن أن تنخفض ثباتية عينة البول في درجة الحموضة أقل من 5.

المعايرة:

MediCal U Cat .No 15011

مصل معياري عام

ضبط الجودة:

Meditrol N Cat .No 15171

مصل شاهد طبيبي

Meditrol P Cat .No 15181

مصل شاهد مرضي

قابل للتطبيق على طريقة IFCC .

الإجراء:

Hg 405nm 405nm 1 cm المسار الضوئي 37 °C ضد الماء المقطر أو الهواء حركي - متزايد	طول الموجة (فوتومتر) طول الموجة (سبكتروفوتومتر) حجرة القياس درجة الحرارة القياس التفاعل
------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

التحليل: احضن محلول العمل في الدرجة 37 °C قبل الاستخدام

20 µl	العينة
1000 µl	محلول العمل
امزج بشكل جيد و احضن مدة 2 دقيقة في الدرجة 37 °م. أقرأ التغير في الامتصاصية الضوئية كل دقيقة خلال 3 دقائق. احسب تغير الامتصاصية الوسطي ضد البلانك (ΔA/min) .	

الحساب:

لحساب فعالية الأميلاز:

$$\alpha\text{-Amylase activity (U/L)} = \Delta A/\text{min} \times F \quad (F=3800)$$

ملاحظة:

من المقترح لكل مخبر (بحسب كفاءة الجهاز المستخدم) أن يستخرج عامل المعايرة (F) الخاص به باستخدام محلول معايرة حسب العلاقة التالية:

$$F = \frac{\text{Conc}_{\text{calibrator}}}{\Delta A / \text{min}_{\text{Calibrator}}}$$

الخطية:

حتى: 1000 U/L

العينة ذات النتيجة أعلى من 1000 U/L يجب أن تمدد بمحلول كلور الصوديوم 0.9% (محلول فيزيولوجي) بنسبة (2+1) و بإعادة التحليل نضرب النتيجة بـ 3.

التداخلات:

1 - الانحلال يتداخل مع الاختبار.

2 - البيلبروبين حتى التركيز 20 mg/dl والشحوم حتى 1000mg/dl والغلكوز حتى 1000mg/dl والفركتوز حتى 1.0 g/L والسكروروز حتى 1.0 g/L والأسكوربيك أسيد حتى 6 g/L والخضاب حتى 0.4 g/L تؤثر بقيم مهملة على التحليل.

3 - انظر في كتاب Young et. al. من اجل جداول إضافية لتداخل المواد.

4 - يمكن للأميلاز الكبيرة في الدم أن تعطي نتائج توحي بوجود فرط أميلازيميا مما يقود الى تشخيص معكلة حاد كاذب. لا يوجد أعراض سريرية مترافقة مع ارتفاع الأميلاز الكبيرة في الدم.

التحذيرات:

1 - تجنب تلوث الممصات و الكاشف بالعرق و اللعاب. و التماس مع الجلد يسبب التلوث بالأميلاز.

2 - تجنب تناول الكاشف.

3 - الكاشف محلول حمضي. تجنب أي تماس مباشر. في حال حدوث ذلك اغسل بكمية وافرة من الماء المقطر.

المجال الطبيعي:

عينة بول مباشرة	مصل أو هبارين بلازما	بالغون
حتى الـ 600 U/L	حتى الـ 120 U/L	

المراجع:

1. Tietz, N. W., et. al. Abs. of Proc. Of Int'l Seminer and workshop on Enzymology, Chicago, IL (May 1972).
2. Morishita, et al. Clinical Chemistry 46:7, 928 – 933.
3. Young, DS., Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, fifth edition 2000, AACC Press, Washington, D.C.
4. Tietz , N.W. chincial Guide to laboratory tests., Philadelphia , W.B.Saunders company ,p.54 (1983)
5. Tietz, N. W. Textbook of clini cal chemistry, Philadelphia, W.B. Saunders Company, pp. 725-734 (1986).
6. Tietz , N. W., Fundamentals of Clinical Chemistry, Philadelphia, W.B. Sauders Company, p. 54 (1983).