

Cat. No. 12161 R1 1x 50 ml  
من أجل 100 تحليل R2 1x 50 ml  
R3 2x 50 ml

## البيليروبين الكلي Bilirubin Total

طريقة دي كلورو أنيلين DCA اللونية.

### كاشف سائل

#### الإجراء:

Hg 546 nm 550 nm المسار الضوئي 1 cm 20 – 25 °C مقابل ناصع العينة نقطة نهاية المعايرة – ناصع للعينة	طول الموجة (فوتومتر) طول الموجة (سبكتروفوتومتر) حجرة القياس درجة الحرارة القياس التفاعل
---	--

#### التحليل:

عينة الأطفال		العينة/العياري		العينة/العياري
العينة	ناصح	العينة	ناصح	
20 µl	20 µl	100 µl	100 µl	العياري
---	1000 µl	---	1000 µl	R3 الكاشف
1000 µl	---	1000 µl	---	محلول العمل

امزج بشكل جيد و احضن مدة 10 دقائق في الدرجة 20 – 25 م. أقرأ الامتصاصية الضوئية (A) مقابل ناصع العينة أو العياري يمكن إجراء القياس خلال ساعة إضافية.

بالنسبة إلى عينة الأطفال: يمكن العمل بها في حالة المصل المرتفع أو كمية العينة قليلة.

#### الحساب:

يمكن أن تحصل على النتيجة بإجراء الاختبار ضد عامل المعايرة F أو بإستعمال معياري البيليروبين.  
**بالاعتماد على المعياري STD:**

$$\text{تركيز البيليروبين الكلي (mg/dl)} = \frac{\text{العينة A}}{\text{العياري A}} \times \text{تركيز العياري (mg/dl)}$$

#### بالاعتماد على عامل المعايرة F:

$$\text{تركيز البيليروبين الكلي} = \text{العينة A} \times 12.5 \text{ (mg/dl)}$$

$$\text{تركيز البيليروبين للأطفال} = \text{العينة A} \times 58 \text{ (mg/dl)}$$

	Assay	Pediatric assay
Total bilirubin mg/dl	A X 12.5	A X 58
Total bilirubin µmol/L	A X 214	A X 992

#### معامل التحويل بين الواحدات:

$$\mu\text{mol/L} \xrightarrow{\times 0.0585} \text{mg/dl}$$

$$\text{mg/dl} \xrightarrow{17.1 \times} \mu\text{mol/L}$$

#### ملاحظة:

من المقترح لكل مخبر (بحسب كفاءة الجهاز المستخدم) أن يستخرج عامل المعايرة (F) الخاص به باستخدام محلول معايرة حسب العلاقة التالية:

$$F = \frac{\text{Conc. calibrator}}{A_{\text{Calibrator}}}$$

**مبدأ الاختبار:**  
يتفاعل مع نترتيت الصوديوم ليشكل صباغ أزو حمض السلفانيليك و عند إضافة دي كلورو أنيلين كمُسرع للتفاعل البيليروبين المباشر لينتج صباغ الأزو. الذي يقاس عند طول موجة 550 نانومتر. كثافة اللون الناتج تناسب تركيز البيليروبين الموجود في العينة.

#### تركيب الكاشف:

Reagent R1		
Dichloroaniline	30.9	mmol/L
HCl	80,0	mmol/L
Detergent		
Reagent R2		
Sodium nitrite	25	mmol/L
Reagent blank R3		
Dichloroaniline	15.4	mmol/L
HCl	40,0	mmol/L

#### ثباتية الكاشف و تحضير محلول العمل:

الكاشف R1: سائل.  
الكاشف R2: سائل.  
الكاشف R3: سائل جاهز للعمل.  
التواشف ثابتة خلال فترة الصلاحية المكتوبة على اللصاقة في الدرجة 2-8 م.

#### محلول العمل:

نمزج حجم من كاشف R1 إلى حجم من كاشف R2.. محلول العمل جاهز للاستخدام بعد نصف ساعة من المزج. محلول العمل ثابت مدة 4 أسابيع في الدرجة 2-8 م.  
أغلق العبوات بإحكام بعد كل استخدام، و تجنب تعرضها للضوء المباشر.

#### ملاحظة:

لا تستعمل الكاشف R2 محلول نترتيت الصوديوم إذا أصبح لونه أصفر غامق.

#### جمع العينة و حفظها:

- عينة مصل طازجة و غير منحلّة هي الاقتراح الأمثل.
- يمكن استخدام بلازما هيبارين، فلوريد، سترات، أو كالات أو EDTA، دون أي انحلال.
- البيليروبين في المصل و البلازما ثابت لمدة :  
2 ساعة في الدرجة 20 – 25 م. 12 ساعة في الدرجة 2 – 8 م.  
3 شهر في الدرجة – 20 م.
- احفظ العينات بعيداً عن الضوء المباشر و أشعة الشمس.

#### المعايرة:

MediCal U Cat .No 15011

مصل معياري عام

#### ضبط الجودة:

Meditrol N Cat .No 15171

مصل شاهد طبيعي

Meditrol P Cat .No 15181

مصل شاهد مرضي

**الخطية:**

البيليروبين الكلي حتى: 30 mg/dl (510µmol/L)  
العينة ذات النتيجة أعلى من المحدد سابقاً يجب أن تمتد بمحلول كلور الصوديوم  
0.9% (محلول ملحي) بنسبة (1+1) و بإعادة التحليل نضرب النتيجة بـ 2.

**المجال الطبيعي:**

البيليروبين الكلي:	
Up to 1,1 mg/dl	البالغون و الأطفال
up to 7,0 mg/dl	1 يوم
up to 10,3 mg/dl	2 يوم
up to 12,7 mg/dl	3 يوم
up to 13,3 mg/dl	4 يوم

**التداخلات:**

- 1 - الانحلال يتداخل في التفاعل والتراكيز المنخفضة منه تعطي غالباً قيماً طبيعية.
- 2 - تسبب العينات الشحمية قيماً مرتفعة خاطئة.
- 3 - الضوء المباشر و أشعة الشمس تعطي قيماً منخفضة خاطئة، تعرض العينة لأشعة الشمس تسبب انخفاضاً في مستوى البيليروبين حتى 50% في الساعة الواحدة.
- 4 - المخدرات السامة للكبد التي تسبب التشمع وإنحلال الدم تنتج قيماً مرتفعة من البيليروبين.
- 5 - انظر في كتاب Young *et. al.* من اجل جداول إضافية لتداخل المواد.

**التحذيرات:**

الكاشف يحوي مواد سامة، تجنب أي تماس مباشر و تجنب استخدام الفم لمص الكاشف.

**المراجع:**

1. Jendrassik , Biochem.Z.297:81 (1938).
2. Seymour Winsten, Clin. Chem. Acta. 24, 441-446 (1969).
3. Martinek, R. G., Clin. Chem. Acta 13:161 (1966).
4. Kees L. J. Vink, Clin. Chem. 34/1, 67-70 (1988).
5. Kees L. J. Vink, Clin. Chem. 32/7, 1986-1993 (1986).
6. Young, D.S., Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, fifth edition 2000, AACC Press, Washington, D.C.
7. Tietz , N. W., Fundamentals of Clinical Chemistry, Philadelphia, W.B. Saunders Company, p. 54 (1983).
8. Clinical laboratory diagnostics: Laboratory results /ed. By Lothar Thomas – 1. ed. -Frankfurt/main: TH-books-verl. –Ges., 1998 Einheitssacht.: Labor und Diagnose-<engl.>ISBN 3-9805215-4-0 P:201.
9. Jendrassik L, Gróf P. Simplified photometric methods for the determination of bilirubin. Biochem Zschr 1938; 297: 8 1-9.
10. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Reports on analyte reference summaries of the National Reference System for Clinical Laboratory. NRSL, 7-CR. Villanova: NCCLS, 1989.