

<b>Cat. No. 12170</b>	R1	1 x	20	ml
من أجل تحليل 40	R2	1 x	20	ml
<b>Cat. No. 12171</b>	R1	1 x	50	ml
من أجل تحليل 100	R2	1 x	50	ml
<b>Cat. No. 12172</b>	R1	3 x	50	ml
من أجل تحليل 300	R2	3 x	50	ml

## Calcium

## الكالسيوم

اختبار لوني، بطريقة زرقة مثل التيمول

### كاشف سائل

#### المعايرة:

MediCal U Cat .No 15011  
Calcium STD. Cat. No.16041

مصل معياري عام  
المعياري

#### ضبط الجودة:

Meditrol N Cat .No 15171  
Meditrol P Cat .No 15181

مصل شاهد طبيعي  
مصل شاهد مرضي

#### الإجراء:

Hg 623 nm (600-625nm) 612nm 1 cm المسار الضوئي 37 °C /20 – 25 °C مقابل الناصع نقطة نهاية المعايرة	طول الموجة (فوتومتر) طول الموجة (سبكتروفوتومتر) حجرة القياس درجة الحرارة القياس التفاعل
--	--

#### التحليل:

العينة	المعياري	الناصع	
--	--	10 µl	ماء ثنائي التقطير
--	10 µl	--	المعياري
10 µl	--	--	العينة
500 µl	500 µl	500 µl	كاشف R1
500 µl	500 µl	500 µl	كاشف R2

امزج بشكل جيد و احضن 5 دقيقة في الدرجة 37 °C أو 10 دقائق في الدرجة 20-25 °C. أقرأ الامتصاصية الضوئية (A) مقابل الناصع. يمكن إجراء القياس خلال نصف ساعة إضافية.

#### ملاحظات التحليل:

- يجب إجراء مصّل شاهد مقارن على العينة مرتفعة الشحوم بحدّة أو منحلّة. أنبوب ناصع العينة يجب أن يحوي:
  - ضع 1ml ماء مقطر و أضف 10µl عينة وامزج.
  - أقرأ الامتصاصية ضد الماء المقطر
  - نطرح امتصاصية العينة الشاهدة من امتصاصية عينة التحليل و نستخدم القيمة الناتجة في الحساب.
- استخدم للتحليل أنابيب بلاستيكية لمرة واحدة فقط (أنابيب منزوعة الشوارد)، أو نظف الزجاجيات بحمض كلور الماء تركيزه 1N ثم اغسل بالماء المقطر لتجنب التلوّث.

#### مبدأ الاختبار:



ترتبط شوارد الكالسيوم مع زرقة مثل التيمول في وسط قلوي ليشكل معقد لوني كثافة اللون الناتج تتناسب تركيز الكالسيوم الموجود في العينة. نضيف للكاشف 8-hydroxyquinoline لمنع تداخل شوارد المغنيزيوم في التحليل بتركيز حتى 100 mg/L (4 mmol/L).

#### تركيب الكاشف:

<b>Reagent R1</b>		
Monoethanol amine	1.0	mol/L
<b>Reagent R2</b>		
Methylthymol blue	92	µmol/L
8-hydroxyquinoline	50	mmol/L
<b>Standard:</b> Concentration: As indicated on the bottle		

#### ثباتية الكاشف و تحضير محلول العمل:

- كاشف R1: سائل جاهز للعمل.  
كاشف R2: سائل جاهز للعمل.  
كل الكواشف ثابتة خلال فترة الصلاحية المثبتة على اللصاقة عند التخزين في الدرجة 2-8 °C.  
**محلول العمل:**  
يمكن مزج 1 حجم كاشف R1 مع 1 حجم من كاشف R2 ونستخدم 1ml للتحليل كمحلول عمل ثابت مدة 15 يوم في الدرجة 2-8 °C (في الظلام).  
**ملاحظة:**  
يجب أن تكون المحاليل صافية، العكر دليل على التلوّث والكاشف يجب حينئذ أن يستبعد.

#### جمع العينة و حفظها:

- عينة مصّل دم صيامي غير منحلّة هي الاقتراح الأمثل.
- لا يمكن استخدام بلازما هيبارين فقط دون أي انحلال.
- لا يمكن استخدام عينات الهلزما التي جمعت على موانع التخثر الأخرى.
- يجب فصل المصل عن الخثرة بالسرعة الممكنة، خلايا الدم الحمراء تمتص الكالسيوم من العينة.
- إذا ظهر ترسبات في عينة مصّل قديمة فيجب أن لا تستخدم للتحليل.
- الكالسيوم ثابت في المصل لمدة: 24 ساعة في الدرجة 20-25 °C و 1 أسبوع في الدرجة 2-8 °C و 5 اشهر في الدرجة 20 °C. عندما تحفظ بعيداً عن التبخّر.
- البول: يجمع بول 24 ساعة في عبوة تحوي 10ml من حمض كلور الماء بتركيز 6N.
- قبل الاختبار اضبط pH الوسط إلى 3-4 pH باستخدام حمض كلور الماء بتركيز 0.1N ثم ثقل البول ومدد بنسبة (1+2) بالماء المقطر و اضرب النتيجة بـ 3.

**الحساب:**

$$\text{تركيز الكالسيوم (mg/dl)} = \frac{A_{\text{العينة}}}{A_{\text{المعياري}}} \times \text{تركيز المعيار (mg/dl)}$$

**معامل التحويل بين الواحدات:**

$$\begin{aligned} \text{mmol/L} &\xrightarrow{\frac{x 4.01}{25 \times 10^2}} \text{mg/dl} \\ \text{mEq/L} &\xrightarrow{\frac{x 0.5}{2 \times}} \text{mmol/L} \end{aligned}$$

**الخطية:**

حتى: 15 mg/dl (3.75 mmol/L)  
العينة ذات النتيجة أعلى من 15 mg/dl يجب أن تمدد بمحلول كلور الصوديوم 0.9% (محلول فيزيولوجي) بنسبة (1+1) و بإعادة التحليل نضرب النتيجة بـ 2.

**التداخلات:**

- 1 - لا تبدي شوارد المغنيزيوم تداخلاً حتى التركيز 100 mg/L .
- 2 - عينة المريض الحاوية على (BSP) bromosulfophthalein أو EDTA يجب أن لا تستخدم للتحليل.
- 3 - البيليروبين بتركيز عالية يتداخل بشكل واضح بنتائج خاطئة للكالسيوم.
- 4 - مادة Acetaminophen و محاليل الهيدرازين تعطي تداخل إيجابي.
- 5 - انظر في كتاب Young *et. al.* من أجل جداول إضافية لتداخل المواد.

**التحذيرات:**

- 1 - الكاشف مهيج للجلد، تجنب أي تماس مباشر، في حال حدوث ذلك اغسل بكمية وافرة من الماء المقطر.
- 2 - لا تستخدم الفم لأخذ العينات بالممص .

**المجال الطبيعي:**

المصل	
7.2 – 11.2 mg/dl	حديثي الولادة 1 يوم – 4 أسبوع
8.4 – 10.8 mg/dl	الرضع 2 – 12 شهر
8.4 – 10.4 mg/dl	الأطفال سنة 1 ≥
8.6 – 10.2 mg/dl	البالغون
البول	
100 – 320 mg/24hor.	بول 24 ساعة

**المراجع:**

1. Robertson, G. *et al.* – Clin. Chim. Acta. 1968, 20, 315.
2. Yendt *et al.* – Can. Med. Ass. J. 1968, 98, 331.
3. Elveback, L.R. – J. Am. Med. Ass. 1970, 211, 69.
4. Gindler, E. *et al.* – Am. J. Clin. Path. 1972, 58, 376.
5. Young, D.S., Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, fifth edition 2000, AACCC Press, Washington, D.C.