

Cat. No. 12301 R1 1 x 20 ml
من أجل 20 تحليل R2 4 x Powder for 5 ml

النحاس في المصل

Copper in Serum

اختبار لوني، بطريقة 3,5-diBr.-PAESA

كاشف بوردرة

مبدأ الاختبار:

يتحرر النحاس من برووتين السيرولو بلازمين في الوسط pH=4.7. ويفعل اسكوربيك أسيد يتم إرجاع شوارد النحاس الثلاثي إلى النحاس الثنائي التي ترتبط مع المشعر 3,5-diBr.-PAESA لينتج معقد لوني يقاس عند طول موجة 570nm. كثافة اللون الناتج تتناسب مع تركيز النحاس في العينة.

توكيب الكاشف:

Reagent R1		
Acetate buffer pH 5,7	60.0	mmol/L
4-(3,5-diBrom-2-pyridyl)-N-sulfo-propyl-anilin (PAESA)	18	µmol/L
Detergent		
Reagent R2		
Ascorbic acid	50	mmol/L
Standard: Concentration: As indicated on the bottle		

ثباتية الكاشف و تحضير محلول العمل:

كاشف R1: سائل.
كاشف R2: بوردرة.
كل الكواشف ثابتة خلال فترة الصلاحية المثبتة على اللصاقة عند التخزين في الدرجة 20-25م.
محلول العمل:
أضف الحجم المطلوب من الكاشف R1 إلى عبوة R2 (البوردرة) و امزج. محلول العمل ثابت مدة 3 يوم في الدرجة 20-25م.

جمع العينة و حفظها:

1 - عينة غير منحلة من المصل أو بلازما هيبارين.
2 - النحاس في المصل و البلازما ثابت لمدة: 7 أيام في الدرجة 2-8م.
المعايرة:
Copper STD. Cat. No.16081
المعياري
Meditrol N Cat. No 15171
Meditrol P Cat. No 15181
مصل شاهد طبيعي
مصل شاهد مرضي

ضبط الجودة:

الإجراء:

Hg 578 nm (570 – 590 nm) 582nm المسار الضوئي 1 cm 37°C/ 20 – 25 °C مقابل الناصع نقطة نهاية المعايرة	طول الموجة (فوتومتر) طول الموجة (سيكتروفوتومتر) حجرة القياس درجة الحرارة القياس التفاعل
--	--

التحليل:

العينة	المعياري	الناصع	ماء ثنائي التقطير
--	--	50 µl	ماء ثنائي التقطير
--	50 µl	--	المعياري
50 µl	--	--	العينة
1000 µl	1000 µl	1000 µl	محلول العمل
امزج بشكل جيد و احضن مدة 15 دقيقة في الدرجة 37م أو 25 دقيقة في الدرجة 20-25م. أقرأ الامتصاصية الضوئية (A) مقابل الناصع. يمكن إجراء القياس خلال ساعة إضافية.			

ملاحظات التحليل:

- يجب إجراء مصل شاهد مقارن على العينة اليرقانية أو مرتفعة الشحوم بحدّة.
• ضع 1ml ماء مقطر و أضف 50µl عينة و امزج.
• اقرا الامتصاصية ضد الماء المقطر
• نطرح امتصاصية العينة الشاهدة من امتصاصية عينة التحليل و نستخدم القيمة الناتجة في الحساب.
- استخدم للتحليل انابيب بلاستيكية لمرة واحدة فقط (انابيب منزوعة الشوارد).. أو نظف الزجاجيات بحمض كلور الماء تركيزه 1N ثم اغسل بالماء المقطر لتجنب التلوث.

الحساب:

المصل:

$$\text{تركيز النحاس (µg/dl)} = \frac{\text{العينة A}}{\text{المعياري A}} \times \text{تركيز المعايير (µg/dl)}$$

الخطية:

حتى: 500 µg/dl (78.7 µmol/L)
العينة ذات النتيجة أعلى من 500 µg/dl يجب أن تمدد بمحلول كلور الصوديوم 0.9% (محلول فيزيولوجي) بنسبة (1+1) و بإعادة التحليل نضرب النتيجة بـ 2

التداخلات:

- البيلبيربين حتى التركيز 5 mg/dl لا يبدي أي تأثير على الإجراء و لكن في حالة ارتفاع نسبة البيلبيربين يجب إجراء عينة بلانك.
- يجب إجراء عينة بلانك لكل عينة شحمية.
- انظر في كتاب Young et al. من أجل جداول إضافية لتداخل المواد.

التحذيرات:

استخدم للتحليل أنابيب بلاستيكية لمرة واحدة فقط. أو نظف الزجاجيات بحمض كلور الماء تركيزه 1N ثم اغسل بالماء المقطر لتجنب التلوث.

المجال الطبيعي:

حديثي الولادة	< 4 شهر	8.9 – 46 µg/dl
الرضع	4 – 6 شهر	25 – 108 µg/dl
	7 – 12 شهر	51 – 133 µg/dl
الأطفال	1 – 5 سنة	83 – 152 µg/dl
	6 – 9 سنة	83 – 133 µg/dl
	10 – 13 سنة	83 – 121 µg/dl
14 – 19 سنة	نساء	70 – 159 µg/dl
	رجال	64 – 114 µg/dl
البالغون	نساء	76 – 152 µg/dl
	رجال	70 – 140 µg/dl

المراجع:

- Abe, A., Yamashita S., and al., Sensitive, Direct Colorimetric Assay for Copper in Serum, Clin. Chem., 35, (1989). 552.
- Landers JW, Zak B. Determination of serum copper and iron in a single small sample. Amer J Clin Path 1958, 29: 590 - 2.
- Houwen RHJ, Hattun van I, Hoogenraad TU. Wilson disease. Netherlands J. Med 1993, 43: 26 - 37.
- Tanzi RE, et al. The Wilson disease gene is a copper transporting ATPase with homology to the Menkes disease gene. Nature Genetics 1993, 5: 344 - 50.
- Aggett PT. Aspects of neonatal metabolism of trace elements. Acta Paediatr