

**Copper**

**النحاس**

تحديد النحاس في البول

اختبار لوني، بطريقة 3,5-diBr.-PAESA

**كاشف سائل**

<b>Cat. No. 12741</b>	R1	1 x	10 ml
من أجل 90 تحليل	R2	6 x Powder for	1.5 ml
	R3	1 x	7 ml

**مبدأ الاختبار:**

يتحرر النحاس من بروتين السيرولو بلازمين في الوسط pH=4.7 . وبفعل اسكوربيك أسيد يتم إرجاع شوارد النحاس الثلاثي إلى النحاس الثنائي التي ترتبط مع المشعر -3,5, diBr.-PAESA لينتج معقد لوني يقاس عند طول موجة 570nm . كثافة اللون الناتج تتناسب مع تركيز النحاس في العينة.

**توكيب الكاشف :**

<b>Reagent R1</b> Acetate buffer pH 5,7 Detergent	60	mmol/L
<b>Reagent R2</b> Ascorbic acid	50	mmol/L
<b>Reagent R3</b> 4-(3,5-diBrom-2-pyridyl)-N-sulfopropylanilin (PAESA)	0.18	mmol/L
<b>Standard:</b> Concentration: As indicated on the bottle		

**ثباتية الكاشف و تحضير محلول العمل:**

كاشف R1: سائل.

كاشف R2: بودرة.

كاشف R3: سائل جاهز للعمل.

كل الكواشف ثابتة خلال فترة الصلاحية المثبتة على اللصاقة عند التخزين في الدرجة 20-25م.

**محلول العمل:**

أضف 1.5 ml من الكاشف R1 (محلول البفر) إلى عبوة واحدة من R2 (مسحوق البودرة). و امزج.

محلول العمل ثابت مدة 7 أيام في الدرجة 20-25 م .

**جمع العينة و حفظها:**

1 - البول: يجمع بول 24 ساعة في عيوات مغسولة بمحلول حمضي. يفضل عيوات بلاستيكية من البولي اتلين.

2 - ثقل البول و احتفظ بالرشاحة للتحليل.

3 - النحاس في البول ثابت لمدة: 24 ساعة في الدرجة 2-8 م .  
15 يوم في الدرجة -20م .

**المعايرة:**

Copper STD. Cat. No.16081

المعياري

**الإجراء:**

Hg 578 nm (570 – 590 nm) 582nm 1 cm المسار الضوئي 20 – 25 °C مقابل الناصع نقطة نهاية المعايرة	طول الموجة (فوتومتر) طول الموجة (سبكتروفوتومتر) حجرة القياس درجة الحرارة القياس التفاعل
--	--

**التحليل:**

العينة	ناصع العينة	المعياري	الناصع	
--	100 µl	--	1000 µl	ماء مقطر
--	--	1000 µl	--	المعياري
1000 µl	1000 µl	--	--	بول مثقل (رائق)
100 µl	--	100 µl	100 µl	كاشف R3
100 µl	100 µl	100 µl	100 µl	محلول العمل
امزج بشكل جيد و احضن مدة 5 دقيقة في الدرجة 20-25 م. أقرأ الامتصاصية الضوئية لناصع العينة (ASB) ضد الماء المقطر و . أقرأ الامتصاصية الضوئية لعينة و المعياري ضد الناصع . يمكن إجراء القياس خلال نصف ساعة إضافية.				

**الحساب:**

$$\text{تركيز النحاس في البول (µg/dl)} = \frac{A_{\text{العينة}} - A_{\text{الناصع المعياري}}}{A_{\text{المعياري}}} \times \text{تركيز معياري البول (µg/dl)}$$

$$\text{تركيز النحاس في البول 24 ساعة} = \frac{\text{تركيز النحاس في البول (µg/dl)} \times \text{حجم البول خلال 24 ساعة (ml)}}{100}$$

**الخطية:**

حتى: 20 µg/dl

العينة ذات النتيجة أعلى من 20 µg/dl يجب أن تمدد بمحلول كلور الصوديوم 0.9% (محلول فيزيولوجي) بنسبة (1+1) و بإعادة التحليل نضرب النتيجة بـ 2

**التداخلات:**

- 1 - البيليروبين حتى التركيز 5 mg/dl لا يبدي أي تأثير على الإجراء و لكن في حالة ارتفاع نسبة البيليروبين يجب إجراء عينة بلانك.
- 2 - يجب إجراء عينة بلانك لكل عينة شحمية.
- 3 - انظر في كتاب Young et al. من أجل جداول إضافية لتداخل المواد.

**التحذيرات:**

استخدم للتحليل انابيب بلاستيكية لمرة واحدة فقط (أنابيب منزوعة الشوارد). أو نظف الزجاجيات بحمض كلور الماء تركيزه 1N ثم اغسل بالماء المقطر لتجنب التلوث.

**المجال الطبيعي:**

بول 24 ساعة	10 – 60 µg/ 24hr
-------------	------------------

**المراجع:**

1. Abe, A.; Yamashita S.; and al., Sensitive; Direct Colorimetric Assay for Copper in Serum, Clin. Chem., 35, (1989). 552.
2. Landers JW, Zak B. Determination of serum copper and iron in a single small sample. Amer J Clin Path 1958; 29: 590-2.
3. Houwen RHJ, Hattun van I, Hoogenraad TU. Wilson disease. Netherlands J. Med 1993; 43: 26-37.
4. Tanzi RE, et al. The Wilson disease gene is a copper transporting ATPase with homology to the Menkes disease gene. Nature Genetics 1993; 5: 344-50.
5. Aggett PT. Aspects of neonatal metabolism of trace elements. Acta Pediatr Suppl 1994; 402: 75-82.