

Cat. No. 12330 R1 2 x 50 ml
من أجل تحليل 100

R2 1 x 20 ml


Creatinine

كرياتينين

طريقة أنزيمية لونية حركية

كاشف سائل

مبدأ الاختبار:



يتحلّمه الكرياتينين بوجود خميرة الكرياتينيناز إلى كرياتين الذي يتحلّمه إلى ساركوسين بفعل خميرة الكرياتيناز، ويتأثر خميرة ساركوسين أو أكسيداز يتحول الساركوسين إلى غليسرين والماء الأوكسجيني، يتكاثف هذا العامل المؤكسد مع كل من TOPS و 4-AAP و بوجود البيروكسيداز ينتج صبغة وردية اللون والتي تقاس عند طول موجة 550 نانومتر. كثافة اللون الناتج تتناسب مع تركيز الكرياتينين الموجود في العينة.

تركيب الكاشف:

Reagent R1		
Good buffer (pH = 7.65)	25	mmol/L
Creatinase	≥ 14,5	KU/L
Sarcosinoxidase	≥ 11,3	KU/L
Ascorbatoxidase	≥ 3,0	KU/L
TOPS (N-ethyl-n-sulfo-propyl-m-toluodine)	0,012	mmol/L
Preservative/Detergent		
Reagent R2		
Good buffer (pH = 7.65)	25	mmol/L
Potassium hexacyanoferrat (II)	10	μmol/L
Peroxidase	≥ 2	KU/L
Creatininase	≥ 120	KU/L
Aminophenazone	2	mmol/L
Preservative I/Detergent		
Standard: Concentration: As indicated on the bottle		

ثباتية الكاشف:

كاشف R1: سائل جاهز للعمل.
كاشف R2: سائل جاهز للعمل.
كل الكواشف ثابتة خلال فترة الصلاحية المثبتة على اللصاقة عند التخزين في الدرجة 2-8 م.
ملاحظة: لا تستخدم الكاشف في حال ظهور عكر.

جمع العينة و حفظها:

- 1 - مصل أو بلازما هيبارين أو EDTA، دون أي انحلال.
- 2 - الكرياتينين في المصل و البلازما ثابت لمدة 7 أيام في الدرجة 2-8 م.
- 3 - عينة البول 24 ساعة تمدد مباشرة بما مقطر بنسبة (49+1) واضرب النتيجة بـ 50.
- 4 - بول 24 ساعة ثابت لمدة 6 أيام في الدرجة 2-8 م.

المعايرة:

MediCal U Cat. No 15011
Creatinine STD. Cat. No. 16091
مصل معياري عام
المعياري

ضبط الجودة:

Meditrol N Cat. No 15171 مصل شاهد طبيعي
Meditrol P Cat. No 15181 مصل شاهد مرضي

الإجراء:

Hg 546nm (540 – 560 nm) 550nm المسار الضوئي 1 cm 37 °C مقابل الهواء أو الماء المقطر زمن التفاعل الثابت	طول الموجة (فوتومتر) طول الموجة (سيكتروفوتومتر) حجرة القياس درجة الحرارة القياس التفاعل
---	--

التحليل:

العينة	المعياري	
--	50 μl	المعياري
50 μl	--	العينة
1000 μl	1000 μl	كاشف R1
امزج بشكل جيد و احضن مدة خمس دقائق في الدرجة 37 م		
200 μl	200 μl	كاشف R2
امزج بشكل جيد و احضن مدة 30 ثانية في الدرجة 37 م و أقرأ الامتصاصية (A1) ثم احضن 3 دقائق بالضبط و أقرأ الامتصاصية (A2).		

الحساب:

$$\text{تركيز الكرياتينين (mg/dl)} = \frac{\text{العينة (A}_2 - \text{A}_1)}{\text{المعياري (A}_2 - \text{A}_1)} \times \text{تركيز المعيار (mg/dl)}$$

$$\text{تركيز الكرياتينين في البول (mg/dl)} = \frac{\text{تركيز الكرياتينين في البول (mg/dl)} \times \text{حجم البول خلال ساعة (Liter)}}{100} \text{ [g/24h]}$$

$$\text{تصفية الكرياتينين} = \frac{\text{تركيز الكرياتينين في البول (mg/dl)} \times \text{حجم البول خلال ساعة (ml)}}{1440 \times \text{تركيز الكرياتينين في المصل (mg/dl)}} \text{ [ml/min.]}$$

معامل التحويل بين الوحدات:

$$\begin{aligned} \text{Serum :} \\ \text{mg/dl} &\xrightarrow{X \ 88.4} \mu\text{mol/L} \\ \mu\text{mol/L} &\xleftarrow{0.0113 \ X} \text{mg/dl} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Urine :} \\ \text{g/24h} &\xrightarrow{X \ 8.84} \text{mmol/day} \\ \text{mmol/day} &\xleftarrow{0.113 \ X} \text{g/24h} \end{aligned}$$

الخطية:

حتى: 20 mg/dl
العينة ذات النتيجة أعلى من 20 mg/dl يجب أن تمدد بمحلول كلور الصوديوم 0.9% (محلول فيزيولوجي) بنسبة (1+1) و بإعادة التحليل نضرب النتيجة بـ 2.

التداخلات:

- 1 - الانحلال: لم يظهر الخضاب أي تداخل بتركيز حتى الـ 500 mg/dl .
- 2 - البيليروبين: لم يظهر أي تداخل بتركيز حتى الـ 40 mg/dl .
- 3 - انظر في كتاب Young et. al من اجل جداول إضافية لتداخل المواد.

التحذيرات:

- 1 - الكاشف يحوي مواد سامة, تجنب أي تماس مباشر, و استخدام القم لسحب الكاشف.
- 2 - تجنب تلوث كاشف R1 مع كاشف R2 .

المجال الطبيعي:

الهصل	
< 1.2 mg/dl	حديثي الولادة
< 0.9 mg/dl	أصغر من 6 أشهر
< 1.0 mg/dl	أكبر من 7 أشهر
< 0.9 mg/dl	نساء
< 1.1 mg/dl	رجال
بالغون	
البول	
0.6 – 2.0 g/24 h	بول 24 ساعة نساء / رجال
90 – 300 mg/dl	بول صباحي (عينة عشوائية) نساء / رجال
تصفية الكرياتينين	
71 – 151 ml/min.	نساء / رجال

المراجع:

1. Piero Fossati, Lorenzo Principe und Giovanni Berti. Clin. Chem. 29/8, 1494 (1983).
2. Borner, U. und Al., J. Clin. Chem. Clin. Biochem. 17 (1979).
3. Sarre, H., Nierenkrankheiten. Georg Thieme Verlag Stgt. (1959).
4. New water soluble reagent for the enzymatic photometric determination of hydrogen peroxide K. Tamaoku, et al. anal. clin. acta 136, 121 (1982).
5. Young, D.S., Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, fifth edition 2000, AACC Press, Washington, D.C.