

Cat. No. 14321	R1	3 x	50	ml
من أجل تحليل	R2	3 x	50	ml
Cat. No. 14322	R1	3 x	100	ml
من أجل تحليل	R2	3 x	100	ml

Creatinine

كرياتينين

طريقة لونية حركية طريقة Jaffé

كاشف سائل

الحساب:

$$\text{تركيز الكرياتينين (mg/dl)} = \frac{\text{العينة (A}_2 - \text{A}_1)}{\text{العياري (A}_2 - \text{A}_1)} \times \text{تركيز العياري (mg/dl)}$$

$$\text{تركيز الكرياتينين في البول (mg/dl)} \times \text{حجم البول خلال 24 ساعة (L)} = \text{تركيز الكرياتينين في بول 24 ساعة (g/24h)}$$

$$\text{تصفية الكرياتينين} = \frac{\text{تركيز الكرياتينين في البول (mg/dl)} \times \text{حجم البول خلال 24 ساعة (ml)}}{1440 \times \text{تركيز الكرياتينين في المصل (mg/dl)}}$$

معامل التحويل بين الواحدات:

Serum :

$$\text{mg/dl} \xrightarrow{X \ 88.4} \mu\text{mol/L}$$

$$\mu\text{mol/L} \xrightarrow{0.0113 \ X} \text{mg/dl}$$

Urine :

$$\text{g/24h} \xrightarrow{X \ 8.84} \text{mmol/day}$$

$$\text{mmol/day} \xrightarrow{0.113 \ X} \text{g/24h}$$

الخطية:

حتى: 15 mg/dl
العينة ذات النتيجة أعلى من 15 mg/dl يجب أن تمدد بمحلول كلور الصوديوم 0.9% (محلول فيزيولوجي) بنسبة (1+1) و بإعادة التحليل نضرب النتيجة بـ 2.

التداخلات:


- 1 - الانحلال يتداخل مع الاختبار.
- 2 - ارتفاع تركيز البيليروبين يظهر نقصاناً في معايرة الكرياتينين.
- 3 - لا تستخدم عينة بمستوى عالٍ من الشحوم الثلاثية لأنها تعطي زيادة في نتيجة الكرياتينين.
- 4 - يمكن للتحليل أن يتأثر بوجود كمية مرتفعة من المواد المرجعة.
- 5 - انظر في كتاب Young et al. من أجل جداول إضافية لتداخل المواد.

التحذيرات:

حمض المر عبارة عن عامل مؤكسد قوي. تجنب ملامسته للجلد. اغسل المكان المصاب بشكل جيد بالماء. تجنب تسخين الكاشف لأن أبخرة حمض البكريك متفجرة.

المجال الطبيعي:

المصل	
< 1.3 mg/dl	الولدان (حديثي الولادة)
< 1.0 mg/dl	أقل من أسبوع
< 0.5 mg/dl	2 - 4 أسبوع
< 1.1 mg/dl	نساء
< 1.3 mg/dl	رجال
بالغون < 50 سنة	
< 1.4 mg/dl	بالغون أكبر من 50 سنة
البول	
0.6 - 2.0 g/24 h	بول 24 ساعة نساء / رجال
90 - 300 mg/dl	بول صباحي (عينة عشوائية) نساء / رجال
تصفية الكرياتينين	
71 - 151 ml/min.	نساء / رجال



يتفاعل الكرياتينين مع حمض المر في وسط قلوي لينتج معقدًا لونيًا (اصفر - برتقالي) الذي يقاس عند طول موجة 500 نانومتر. كثافة اللون الناتج تتناسب مع تركيز الكرياتينين الموجود في العينة.

تركيب الكاشف:

Reagent R1		
Sodium Hydroxide	300	mmol/L
phosphate	50	mmol/L
Reagent R2		
Picric acid	18	mmol/L
Detergent		

ثباتية الكاشف و تحضير محلول العمل:

كاشف R1: سائل.
كاشف R2: سائل.
كل الكواشف ثابتة خلال فترة الصلاحية المثبتة على اللصاقة عند التخزين في الدرجة 2-25 م.
محلول العمل: نمزج حجم واحد من كاشف R1 مع حجم واحد من كاشف R2. نمزج بلطف. محلول العمل ثابت مدة 2 شهر في الدرجة 2-25 م.

جمع العينة و حفظها:

- 1 - مصل أو بلازما هيبارين أو EDTA دون أي انحلال.
- 2 - الكرياتينين في المصل والبلازما ثابت لمدة: 7 أيام في الدرجة 2-8 م.
- 3 - عينة البول 24 ساعة تمدد مباشرة بما مقطر بنسبة (1+49) واضرب النتيجة بـ 50.
- 4 - بول 24 ساعة ثابت لمدة 6 أيام في الدرجة 2-8 م.

المعايرة:

MediCal U Cat. No 15011 مصل معياري عام
Creatinine STD. Cat. No. 16091 المعياري

ضبط الجودة:

Meditrol N Cat. No 15171 مصل شاهد طبيعي
Meditrol P Cat. No 15181 مصل شاهد مرضي

الإجراء:

Hg 492nm (480 - 500 nm)	طول الموجة (فوتومتر)
485nm	طول الموجة (سبكتروفوتومتر)
المسار الضوئي 1 cm	حجرة القياس
37 °C	درجة الحرارة
مقابل الهواء أو الماء المقطر	القياس
زمن التفاعل الثابت	التفاعل

التحليل: يجرى التحليل في الدرجة 37 °C

العينة	المعياري	
--	100 µl	المعياري
100 µl	--	العينة
1000 µl	1000 µl	محلول العمل
امزج بشكل جيد و شغل الميقاتية و أقرأ الامتصاصية للعينة أو المعياري (A1) بعد 20 ثانية ثم أقرأ الامتصاصية (A2) بعد 60 ثانية بالضبط من القراءة الأولى.		

المراجع:

1. Jaffe, M., Z. Physiol. Chem. 10:391 (1886).
2. Harry L. Pardue. Clin. Chem. 33:278-285 (1987).
3. Harry D. Bowers et. Al. Clin. Chem. 26:551-561(1980).
4. H. Bartels, Clin. Chem. Acta. 37(1972) 193-197.
5. Robert J. Matchell, Clin. Chem., 19/4 (1973)408-410.
6. G. A. Mackay, Clin. Chem. 33/11 (1973) 2124-2126.
7. Young, DS., Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, fifth edition 2000, AACC Press, Washington, D.C.