


Cat. No. 13421 R1 1 x 50 ml  
من أجل تحليل 50 R2 5 x Powder for 10 ml

## غاما غلوتاميل ترانسفيراز $\gamma$ -GT

طريقة لونية حركية , حسب توصيات الـ DGKC .

### كاشف مسحوق مجفف

#### مبدأ الاختبار:



غاما غلوتاميل ترانسفيراز  $\gamma$ -GT في العينة تحفز انتقال زمرة الغلوتاميل من L- $\gamma$ -Glutamyl-3-carboxy-4-nitranilide إلى L- $\gamma$ -Glutamyl-glycylglycine و 5-Amino-2-nitrobenzoate كمية 5- Amino-2-nitrobenzoate المتشكلة تتناسب وفعالية غاما غلوتاميل ترانسفيراز في العينة والتي يمكن قياسها حركياً عند طول موجة 405 نانومتر. معدل الازدياد في الامتصاصية اللونية تتناسب مع فعالية غاما غلوتاميل ترانسفيراز في العينة.

#### تركيب الكاشف:

Reagent R1		
Tris-Buffer, pH 8,25	100	mmol/L
Glycylglycine	100	mmol/L
Reagent R2		
L- $\gamma$ -Glutamyl-3-carboxy-4-nitranilide	26	mmol/L

#### ثباتية الكاشف و تحضير محلول العمل:

كاشف R1: سائل.  
كاشف R2: مسحوق مجفف.  
كل الكواشف ثابتة خلال فترة الصلاحية المثبتة على اللصاقة عند التخزين في الدرجة 2-8 °م.  
محلول العمل:  
حل محتوي القارورة من كاشف R2 بـ 10ml من محلول كاشف R1 و امزج بلطف , محلول العمل ثابت مدة 2 شهر في الدرجة 2-8 °م.

#### ملاحظة:

لا تستخدم بودرة الكاشف R2 إذا امتصت رطوبة و اصبحت قطعة مترصة.  
إذا كنت امتصاصية محلول العمل بدون عينة عند طول موجة 405 نانومتر ضد الماء المقطر أكثر من 0.850 فيجب استبعاد الكاشف.

#### جمع العينة و حفظها:

- عينة مصل أو بلازما هبارين أو EDTA, دون انحلال.
- غاما غلوتاميل ترانسفيراز  $\gamma$ -GT في المصل ثابت لمدة : 1 أسبوع في الدرجة 2-8 °م.

#### المعايرة:

MediCal U Cat .No 15011

مصل معياري عام

#### ضبط الجودة:

Meditrol N Cat .No 15171

مصل شاهد طبيعي

Meditrol P Cat .No 15181

مصل شاهد مرضي

#### الإجراء:

Hg 405nm (400-415nm)	طول الموجة (فوتومتر)
405nm	طول الموجة (سبكتروفوتومتر)
1 cm	حجرة القياس
37 °C	درجة الحرارة
مقابل الماء المقطر أو الهواء	القياس
حركي - متزايد	التفاعل

التحليل: أحضن محلول العمل في الدرجة 37 °م قبل الاستعمال

العينة	100 $\mu$ l
محلول العمل	1000 $\mu$ l
امزج بشكل جيد و احضن مدة 1 دقيقة في الدرجة 37 °م. أقرأ التغير في الامتصاصية الضوئية كل دقيقة خلال 3 دقائق. احسب تغير الامتصاصية الوسطي ( $\Delta A/\text{min}$ ) مقابل الماء المقطر أو الهواء .	

#### الحساب:

لحساب فعالية غاما غلوتاميل ترانسفيراز  $\gamma$ -GT :  
فعالية غاما غلوتاميل ترانسفيراز (U/L) = ( $\Delta A/\text{min}$  X الفاكتر (F))  
عامل المعايرة **F = 1158**

ملاحظة: من المقترح لكل مخبر (بحسب كفاءة الجهاز المستخدم) أن يستخرج عامل المعايرة (F) الخاص به باستخدام محلول معايرة حسب العلاقة التالية:

$$F = \frac{\text{Conc.}_{\text{calibrator}}}{\Delta A / \text{min}_{\text{Calibrator}}}$$

#### الخطية:

حتى: 230 U/L  
العينة ذات النتيجة أعلى من 230 U/L أو تغير الامتصاصية  $\Delta A/\text{min}$  أكبر من 0.200 يجب أن تمدد بمحلول كلور الصوديوم 0.9% (محلول فيزيولوجي) بنسبة (1+5) و بإعادة التحليل نضرب النتيجة بـ 6.

#### التداخلات:

- الادوية المضادة للصرع ( مثل حامض باربيتورات barbiturates و فيني تونين phenytoin ) قد ترفع مستويات GGT بشكل خاطئ
- البيلبروبين حتى التركيز 20 mg/dl و الخضاب حتى 100 mg/dl تؤثر بقيم مهمة على التحليل.
- انظر في كتاب Young et al. من اجل جداول إضافية للتداخل المواد.

#### التحذيرات:

- يمكن للمحلول أن يؤثر على الجاد, تجنب أي تماس مباشر, في حال حدوث ذلك اغسل بكمية وافرة من الماء.
- يحتوي الكاشف على أزيد الصوديوم كمادة حافظة. و من المحتمل أن يرتبط مع أملاح النحاس أو الرصاص ليشكل أزيدات المعادن المتفجرة, لذلك بعد طرح الكاشف المستخدم اغسل بكمية كبيرة من الماء لمنع ارتباط الأزيد.

#### المجال الطبيعي:

< 185 U/L	حديثي الولادة
< 32 U/L	الأطفال
< 35 U/L	نساء
< 40 U/L	رجال

#### المراجع:

- Sasz,G., Persijn, j. P. et Al., z.Klin. Chem. and Klin. Biochem. 12 (1974) 228.
- Young, DS., Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, fifth edition 2000, AACCC Press, Washington, D.C.
- Shaw LM, Stromme JH, London JL, Theodorsen L. LFCCmethod for  $\gamma$ -glutamyltransferase. J Clin Chem Clin Biochem 1983; 21: 633-46.
- German Society for Clinical Chemistry. Recommendations for carrying out standard ECCLS procedures (1988) for catalytic concentrations of creatine kinase, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase and  $\gamma$ -glutamyltransferase at 37 °C. Eur Clin Chem Clin Biochem 1993; 31: 901-9.
- Persijn JP, v.d. SlikW. A new method for the determination of  $\gamma$ -glutamyltransferase in serum. I Clin Chem Clin Biochem 1976; 14: 421-7.