


كوليسترول البروتين الشحمي مرتفع الكثافة HDL-Cholesterol

طريقة التثبيت المناعي

كاشف سائل

Cat. No. 20230	R1	1 x	45	ml
	R2	1 x	15	ml
Cat. No. 20231	R1	2 x	45	ml
	R2	2 x	15	ml

مبدأ الاختبار:



تتحد أعداد الصميم البروتيني β الموجود في البروتين الشحمي البشري مع ذلك الصميم كله عدا الصميم الذي يخص HDL [أي يرتبط مع الدقائق الكيلوسية (CM) والبروتين الشحمي وضيق الكثافة (VLDL) والبروتين الشحمي منخفض الكثافة (LDL)]. المعقد المتشكل: ضد - مستضد (الصميم البروتيني β) يثبط التفاعل الأنزيمي معه (الكاشف R2). في حين يتم تفاعل أنزيمي الكوليسترول أوكسيداز والكوليسترول إستيراز مع الكوليسترول الموجود في (HDL) فقط وينتج بيروكسيد الهيدروجين طردياً مع تركيز الكوليسترول (HDL) في العينة. بوجود H_2O_2 وأنزيم البيروكسيداز تتأكسد المركبات (FDAO) و 4-AAP وتكاتف لتعطي معقداً أزرق. يقاس الامتصاص الناتج للمعادن الزرقاء المتشكلة عند طول موجة 593nm لنحصل على تركيز كوليسترول البروتين الشحمي مرتفع الكثافة (HDL) في العينة بالاعتماد المعياري .

تركيب الكاشف:

Reagent R1		
Buffer pH=7.0	30,0	mmol/L
POD (Peroxidase)	2400	U/L
Ascorbate oxidase	2700	U/L
4-Aminophenazone	0.9	mmol/L
Anti human β -lipoprotein antibody		
Detergent, stabilizer		
Reagent R2		
Buffer pH=7.0	30,0	mmol/L
Cholesterol esterase	4000	U/L
Cholesterol oxidase	20000	U/L
F-DAOS	0.8	mmol/L
Stabilizer		

ثباتية الكاشف:

كاشف R1: سائل جاهز للعمل.

كاشف R2: سائل جاهز للعمل.

كل الكواشف ثابتة خلال فترة الصلاحية المثبتة على اللصاقة عند التخزين في الدرجة 2-8 م. قبل فتح العبوات. الثباتية بعد فتح العبوات 60 يوماً في الدرجة 2-8 م.

جمع العينة و حفظها:

1 - مصل أو بلازما هيبارين.

2 - يجب فصل المصل عن جلطة الدم بالسرعة الممكنة.

3 - يجب أن يكون المريض صائماً عن الطعام لفترة 12 - 14 ساعة قبل سحب العينة.

4 - من المقترح إجراء التحليل مباشرة بعد جمع العينة.

المعايرة:

lipids HDL/LDL Calibrator Cat. No. 15871 مصل معياري خاص


ضبط الجودة:

lipids level 1 Cat. No. 15211 مصل شاهد طبيعي

lipids level 2 Cat. No. 15221 مصل شاهد مرضي

برنامج مراقبة الجودة موصى به لكل المختبرات السريرية. يجب تمرير مصل مراقبة في الحالات الطبيعية و المرضية في كل تجربة. و أن تقع القيم الناتجة ضمن مجالات قيم مصل المراقبة للمنتج المقبولة. إذا كانت النتائج المأخوذة لتحديد مجال قيم لكونترول غير محددة القيمة مسبقاً فيجب على المخبري أن يجرب كل عينة عدة مرات بقدر كافٍ لتعطي متوسط صحيح ومدى مقبول.

الإجراء:



الخطية:

حتى: 180 mg/dl

العينة ذات النتيجة أعلى من 180 mg/dl يجب أن تمدد بمحلول كلور الصوديوم 0.9% (محلول فيزيولوجي) بنسبة (1+1) و بإعادة التحليل نضرب النتيجة بـ 2.

التداخلات:

- 1 - عينة الشحوم الثلاثية بتركيز أعلى من 1200 mg/dl يجب إن تمدد بمحلول كلور الصوديوم 0.9% (محلول فيزيولوجي). للحصول على نتيجة HDL المؤكدة، نضرب قيمة تركيز العينة الممددة بعامل التمديد.
- 2 - أسكوربيك أسيد و البيلبروبين و الانحلال لا تتداخل مع هذا التحليل.

الكفاءة:

الحساسية:

- امتصاصية الماء مع العينة (البلانك) تساوي 0.10 أو أقل.
- امتصاصية 50mg/dl من عينة HDL ضمن 0.07 - 0.34

التحديد:

عند استخدام عينة مجربة معروفة التركيز، يجب أن تكون القيمة المحددة ضمن $\pm 10\%$ من التركيز المعروف.

الدقة:

عندما يكرر عيار العينة 5 مرات أو أكثر في القياس الواحد (في الدورة الواحدة) يجب أن يكون معامل الانحراف النسبي المنوي CV ضمن 5%.

المدى القابل للقياس:

1 - 180 (mg/dl) من الكوليسترول مرتفع الكثافة (HDL).

التحذيرات:

- 1 - إن الكاشف مصمّم كي يستعمل على الأجهزة الآلية المختلفة والمتوفرة. ارجع إلى دليل التشغيل لوصف الطريقة ومواصفات الآلة.
- 2 - لا تستعمل الكاشف التي جمّدت بالخطأ.
- 3 - بعد فتح عبوة الكاشف لا ينصح بتخزينها في الجهاز لفترة طويلة على هذا النحو بل يجب أن تغلق عند انتهاء العمل وأن تحفظ في درجة الحرارة المحددة لها.
- 4 - استخدم مصطلح معايير كوليسترول مرتفع الكثافة (Code No. 15021) من ميدبشيم. ارجع إلى النشرة المرفقة معه.
- 5 - تجنب التماس المباشر مع العين و الجلد، في حال حدوث ذلك اغسل بكمية وافرة من الماء، إذا استمر التأثير استشر الطبيب.
- 6 - عند استعمال الطرق الإنزيمية لتحديد إستر الكوليسترول، فليّن التلوّث والتداخل في تحاليل الكيمياء السريرية المشابهة لهذا المبدأ لا يمكن أن تستبعد. في حال حدوث هذه المشكلة النادرة من التلوّث و التداخل الرجاء الرجوع إلى نشرة عمل الجهاز وإلى صفحة البرمجة لإختيار عملية الغسيل المناسبة.

المجال الطبيعي:

Total Cholesterol	أقل من 4 أسبوع	50 – 170	mg/dl
	ما بين 2 – 12 شهر	60 – 190	mg/dl
	أكبر من سنة	110 - 230	mg/dl
	البالغون	< 200	mg/dl
HDL- Cholesterol	البالغون	> 35	mg/dl
LDL- Cholesterol	البالغون	< 155	mg/dl

المراجع:

1. Rifai, N. and Warnick, G.R., Ed. Laboratory Measurement of Lipids, Lipoproteins and Apolipoproteins AACC Press. Washington, DC, USA, 1997.
2. Recommendation of the Second Joint Task Force of European and other Societies on Coronary Prevention. Prevention of coronary heart disease in clinical practice; Eur Heart J 1998;19: 1434-503.
3. Gordon, T., Castelli, W.P., Hjortland, M.C., et al., Am. J. Med. 62, 707 — 714, (1977).
4. Clinical laboratory diagnostics: Laboratory results /ed. By Lothar Thomas – 1. ed. - Frankfurt/main: TH-books-verl. –Ges., 1998 Einheitssacht.: Labor und Diagnose<engl.>ISBN 3-9805215-4-0 (18)-P:184.
5. Wiebe DA, Warnick GR. Measurement of high density lipoprotein cholesterol concentration. In: Rifai N, Warnick RG, Dominiczak H, eds. Handbook of lipoprotein testing. Washington: AACC Press, 1997; 12744.