

Cat. No. 17370 R1 1 x 40 ml  
من أجل تحليل 50 R2 1 x 10 ml

## LDH-P


## النازعة اللبينية

طريقة حركية غير لونية.

### كاشف سائل

#### مبدأ الاختبار:

تعتمد معايرة نازعة الهيدروجين اللبينية LDH على التفاعل الحركي التالي:



خميرة Lactate dehydrogenase (LDH) كوسيط تحفز إرجاع الـ pyruvate إلى Lactate بشكل متزامن مع أكسدة NADH إلى NAD. والذي يقاس عند طول موجة 340 نانومتر. معدل التناقص في الامتصاصية اللونية تتناسب مع فعالية النازعة اللبينية LDH في العينة.

#### تركيب الكاشف:

Reagent R1		
TRIS	80	mmol/L
pyruvate	1.9	mmol/L
Sodium chloride	20	mmol/L
non-reactive stabilizer.		
Reagent R2		
NADH	1.3	mmol/L
Preservative.		

#### نباتية الكاشف و تحضير محلول العمل:

كاشف R1: سائل.

كاشف R2: سائل.

كل الكواشف ثابتة خلال فترة الصلاحية المثبتة على اللصاقة عند التخزين في الدرجة 2-8 م.

#### محلول العمل: (1+4)

نضيف 4 أحجام من كاشف R1 إلى حجم واحد من كاشف R2. نمزج بلطف. محلول العمل ثابت مدة 4 أسابيع في الدرجة 2-8 م.

#### جمع العينة و حفظها:

- عينة غير منحلّة من المصل أو بلازما هيبارين أو EDTA.
- يجب فصل المصل عن الخثرة بالسرعة الممكنة. خلايا الدم الحمراء تحوي تراكيز عالية من LDH.
- النازعة اللبينية LDH ثابتة في المصل لمدة 7 أيام في الدرجة 2-8 م. و 2-3 أيام في الدرجة 20-25 م.
- لا تعرض المصل إلى درجات حرارة أعلى من (37°C) في هذه الحالة يمكن أن يبط عمل LDH isoenzymes.

#### المعايرة:

MediCal U Cat .No 15011

مصل معياري عام

#### ضبط الجودة:

Meditrol N Cat .No 15171

مصل شاهد طبيعي

Meditrol P Cat .No 15181

مصل شاهد مرضي

#### الإجراء:

Hg 340nm (334, 365nm)	طول الموجة (فوتومتر)
340nm	طول الموجة (سبكتروفوتومتر)
1 cm	حجرة القياس
37 °C	درجة الحرارة
مقابل الماء المقطر أو الهواء	القياس
حركي - متناقص	التفاعل

#### التحليل:

أحضن محلول العمل في الدرجة 37 م قبل الاستعمال

العينة	20 µl
محلول العمل	1000 µl
امزج بشكل جيد و احضن مدة 30 ثانية في الدرجة 37 م. أقرأ التغير في الامتصاصية الضوئية كل دقيقة خلال 3 دقائق. احسب تغير الامتصاصية الوسطي (ΔA/min).	

#### الحساب:

لحساب فعالية النازعة اللبينية LDH :

فعالية النازعة اللبينية LDH-P (U/L) = ΔA/min X الفاكور (F)

#### عامل المعايرة (F):

طول الموجة	334 nm	340 nm	365 nm
37°C	8252	8095	15000

ملاحظة: من المقترح لكل مخبر (بحسب كفاءة الجهاز المستخدم) أن يستخرج عامل المعايرة (F) خاص به باستخدام محلول معايرة حسب العلاقة التالية:

$$F = \frac{\text{Conc}_{\text{calibrator}}}{\Delta A / \text{min}_{\text{Calibrator}}}$$

#### الخطية:

حتى: 1200 U/L

العينة ذات النتيجة أعلى من 1200 U/L يجب أن تمدد بمحلول كلور الصوديوم 0.9% (محلول فيزيولوجي) بنسبة (2+1) و بإعادة التحليل نضرب النتيجة بـ 3.

#### التداخلات:

- خلايا الدم الحمراء تحوي تراكيز عالية من LDH , الانحلال يتداخل مع الاختبار و بالتالي أعطاء نتائج مرتفعة خاطئة.
- انظر في كتاب Young et. al من أجل جداول إضافية لتداخل المواد.

#### التحذيرات:

يحتوي الكاشف على أزيد الصوديوم كمادةحافظة. و من المحتمل أن يرتبط مع أملاح النحاس أو الرصاص ليشكل أزيدات المعادن المتفجرة. لذلك بعد طرح الكاشف المستخدم اغسل بكمية كبيرة من الماء لمنع ارتباط الأزيد.

#### المجال الطبيعي:

<1327 U/L	1 يوم	حديثي الولادة
<1732 U/L	2 - 5 يوم	
<975 U/L	6 يوم - 6 شهر	الرضع
<1100 U/L	7 - 12 شهر	
<850 U/L	1 - 3 سنة	الأطفال
<615 U/L	4 - 6 سنة	
<580 U/L	نساء	7 - 12 سنة
<764 U/L	رجال	
<436 U/L	نساء	13 - 17 سنة
<683 U/L	رجال	
<480 U/L		بالغون

المراجع:

1. Clin. Chem. Clin. Biochem. 8, 658 (1970), 1, 1820 (1972).
2. Ann. Biol. Clin., 40 (1982), 123
3. Young, D.S., Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, fifth edition 2000, AACC Press, Washington, D.C.
4. Working Group on Enzymes. Proposal of standard methods for the determination of enzyme catalytic concentrations in serum and plasma at 37° C. IV. Lactate dehydrogenase. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1992; 30: 787-92.
5. Lorentz K, Klauke R, Schmidt E. Recommendation for the determination of the catalytic concentration of lactate dehydrogenase at 37 OC. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1993; 31: 897-9.
6. Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie. Recommendations of the German Society for Clinical Chemistry. J Clin Chem Clin Biochem 1972; 10:182-93.