

Cat. No. 20250	R1	1 x	45	ml
	R2	1 x	15	ml
Cat. No. 20251	R1	2 x	45	ml
	R2	2 x	15	ml

## كوليسترول البروتين الشحمي خفيض الكثافة LDL-Cholesterol

طريقة الحماية الانتقائية الإنزيمية

### كاشف سائل

#### المعايرة:

lipids HDL/LDL Calibrator Cat. No. 15871 مصطل معياري خاص


#### ضبط الجودة:

lipids level 1 Cat. No. 15211 مصطل شاهد طبيعي

lipids level 2 Cat. No. 15221 مصطل شاهد مرضي

برنامج مراقبة الجودة موصى به لكل المختبرات السريرية. يجب تمرير مصطل مراقبة في الحالات الطبيعية و المرضية في كل تجربة. وأن تقع القيم الناتجة ضمن مجالات قيم مصطل المراقبة للمنتج المقبولة. إذا كانت النتائج المأخوذة لتحديد مجال قيم لكونترول غير محددة القيمة مسبقاً فيجب على المخبري أن يجرب كل عينة عدة مرات بقدر كافٍ لتعطي متوسط صحيح ومدى مقبول.

#### الإجراء:



#### الخطية:

حتى: 400 mg/dl

العينة ذات النتيجة أعلى من 400 mg/dl يجب أن تمدد بمحلول كلور الصوديوم 0.9% (محلول فيزيولوجي) بنسبة (1+1) وإعادة التحليل نضرب النتيجة بـ 2.

#### التداخلات:

1 - المزارع الشحمية الصناعية الموجودة في بعض المحاليل المعدّة للحقن الوريدي تتداخل مع مبدأ طريقة ميديشيم لذلك يجب استبعادها عن المعايرة بكاشف

Medichem

- 2 - عينة الشحوم الثلاثية بتركيز أعلى من 1000 mg/dl يجب إن تمدد بمحلول كلور الصوديوم 0.9% (محلول فيزيولوجي) بإعادة التحليل نضرب النتيجة بعامل التمديد للحصول على نتيجة LDL المؤكدة، نضرب قيمة تركيز العينة الممددة بعامل التمديد.
- 3 - أسكوربيك أسيد(فيتامين C) بتركيز حتى الـ 50 mg/dl و البيلوروبين الحر حتى التركيز 50mg/dl و البيلوروبين المرتبط حتى التركيز 40mg/dl و الانحلال حتى التركيز 500 mg/dl لا تتداخل مع هذا التحليل.

#### التحذيرات:

- 1 - إن الكاشف مصمّم كي يستعمل على الأجهزة الآلية المختلفة والمتوفرة ارجع إلى دليل التشغيل لوصف الطريقة ومواصفات الآلة.
- 2 - لا تستعمل الكواشف التي جمدت بالخطأ.
- 3 - يحتوي الكاشف على الصوديوم أزيد كمادة حافظة. و من المحتمل أن يرتبط مع أملاح النحاس أو الرصاص ليشكل أزيدات المعادن المتفجرة لذلك بعد طرح الكاشف المستخدم اغسل بكمية كبيرة من الماء لمنع ارتباط الأزيد.

#### مبدأ الاختبار:

عند إضافة الكاشف R1 تتم حماية الـ LDL من الارتباط مع الكاشف وحماية LDL من ردود أفعال الإنزيم. تتفاعل أنزيمات الكوليسترول أكسيداز و الكوليسترول أستيراز مع كل من الدقائق الكيلوسية (CM) و الكوليسترول وضع الكثافة (VLDL) و الكوليسترول مرتفع الكثافة (HDL) (كل بروتين شحمي عدا LDL). بيروكسيد الهيدروجين المنتج بتأثير تفاعل الإنزيمات مع كل أشكال الكوليسترول عدا الكوليسترول LDL يتحلل هذا الناتج بفعل الوسائط في الكاشف R1. عند إضافة الكاشف R2 حيث أن حماية الكاشف قد رفعت عن الـ LDL و فعل الوسائط مثبط بإضافة الصوديوم أزيد. في هذه المرحلة الثانية تتفاعل أنزيمات الكوليسترول أكسيداز و الكوليسترول أستيراز مع الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL) فقط، بيروكسيد الهيدروجين الناتج من التفاعل الإنزيمي مع الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL) يعطي معقداً لونياً بأكسدة و تكاثف المركبات (HDAOS) و 4-AAP و بوجود وسيط أنزيم البيروكسيداز (POD). بقياس الامتصاصية اللونية للمعقد الأزرق الناتج عند طول موجة 600nm نحصل على تركيز الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL) في العينة بالحساب و المقارنة مع امتصاصية المحلول العياري.

#### تركيب الكاشف:

Reagent R1		
Buffer pH=6.8	25,0	mmol/L
Cholesterol esterase	5000	U/L
Cholesterol oxidase	5000	U/L
H-DAOS	0.64	mmol/L
Catalase	1.0	MU/L
Detergent, stabilizer		
Reagent R2		
Buffer pH=7.0	25,0	mmol/L
4-Aminophenazone	3.4	mmol/L
POD (Peroxidase)	20	KU/L
Stabilizer, preservative		

#### ثباتية الكاشف:

كاشف R1: سائل جاهز للعمل.

كاشف R2: سائل جاهز للعمل.

كل الكواشف ثابتة خلال فترة الصلاحية المثبتة على اللصاقة عند التخزين في الدرجة 2-8 م. قبل فتح العبوات. الثباتية بعد فتح العبوات 30 يوم في الدرجة 2-8 م.

#### جمع العينة و حفظها:

- 1 - مصطل أو هيبارين بلازما.
- 2 - يجب فصل المصل عن جلطة الدم بالسرعة الممكنة.
- 3 - يجب أن يكون المريض صائماً عن الطعام لفترة 12 - 14 ساعة قبل سحب العينة.
- 4 - احفظ العينة في الدرجة 4 م قبل التحليل. في حال عدم القدرة على إجراء التحليل بسرعة يجب أن تحفظ العينة مجمدة في الدرجة -70 م أو أقل.
- 5 - عينة بلازما لثيوم. هيبارين تبدي نقصاً بمعدل 3% عن التركيز في المصل. كما يتوقع تناقص بمعدل 9% لعينات الكالسيوم و EDTA بلازما.

## المجال الطبيعي:

Total Cholesterol	أقل من 4 أسبوع	50 – 170	mg/dl
	ما بين 2 – 12 شهر	60 – 190	mg/dl
	أكبر من سنة	110 - 230	mg/dl
	البالغون	< 200	mg/dl
HDL- Cholesterol	البالغون	> 35	mg/dl
LDL- Cholesterol	البالغون	< 155	mg/dl

## المراجع:

1. Burtis, C. A, and Ashwood, E. P., Ed. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 2<sup>nd</sup> Ed., Saunders, Philadelphia, (1 994).
2. Rifai, N., Warnick, G. R. and Dominiczak, M. H., Ed. Handbook of Lipoprotein Testing. AACC Press, Washington, DC, USA, (1997).
3. Friedewald, W. T., Levy, R. I. and Frederickson, D. S. Estimation of the concentration of low density lipoprotein cholesterol in Plasma without use of the ultracentrifuge. Clin. Chem. 18, 449-502 (1972).
4. The Expert Panel. Report of the National Cholesterol Education Program Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Arch. Intern. Med. 148, 36-69 (1988).
5. The Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. Summary of the Second Report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Education, and Treatment of high Blood Cholesterol in Adults(Adult Treatment Panel II). JAMA. 269, 3015-3023 (1993).