

Cat. No. 12771 R1 1 x 10 ml  
من أجل 10 تحليل R2 1 x 2 ml


## Lipase

## ليباز

طريقة لونية

### كاشف سائل

#### مبدأ الاختبار:



تقوم خميرة الليباز بفصل مركب الكروموجين في وسط قلوي إلى 1,2-O-dilauryl-rac-glycerol والمركب الوسيط glutaric acid-(6-methylresorufin) ester هذا المركب غير ثابت يتحلل ذاتياً في الوسط القلوي لإعطاء حمض الغلوتاريك صبغ الميثيلرسوروفين . التي تقاس عند طول موجة 550 نانومتر كثافة اللون الناتج تناسب تركيز الليباز الموجود في العينة.

#### تركيب الكاشف:

Reagent R1:		
Tris buffer pH = 8.3	40	mmol/L
Co-Lipase	≥ 40	U/L
Detergent, preservative		
Reagent R2: Substrate		
Buffer pH = 4.0		
Chromogenic substrate	0.7	mmol/L
Detergent, preservative		
Calibrator: concentration: As indicated on the bottle		

#### ثباتية الكاشف و تحضير محلول العمل:

كاشف R1: سائل.

كاشف R2: سائل.

كل الكواشف ثابتة خلال فترة الصلاحية المثبتة على اللصاقة عند التخزين في الدرجة 2-8 م. الكواشف ثابتة خلال 90 يوم بعد فتح العبوة التخزين في الدرجة 2-8 م. المعيار عبارة عن بودرة مجفدة ثابتة خلال فترة الصلاحية المثبتة على اللصاقة عند التخزين في الدرجة 2-8 م.

**تحضير المحلول المعياري:** افتح بحذر مع الانتباه لعدم ضياع أي جزء من البودرة و أضف 1.0 مل من الماء المقطر و امزج بلطف بشكل جيد.

الثباتية للمعيار المجفد موجود على لصاقة العبوة. و ثباتية المعيار بعد الحل على الأقل 7 أيام في الدرجة 2-8 م. و 3 شهر في الدرجة 20 م. (يحفظ المعيار مجمد و موزع على حجوم صغيرة. يجب عدم إعادة تفرير العينة)

#### جمع العينة و حفظها:

- 1 - عينة غير منحلّة من المصل الصيامي هو الاقتراح الأمثل..
- 2 - يجب أن تفصل العينة فوراً من الجلطة و تقاس فعالية الليباز بسرعة إذا لم تتم التجربة فوراً، فيجب أن يبرد أو يجمد المصل حتى الاستعمال. لا يكرّر تجميد وتتويب العينة أبداً لأن ذلك يمكن أن يعطل الليباز.
- 3 - تحفظ العينة 3 أيام في الدرجة 2-8 م.

#### المعايرة:

MediCal U Cat .No 15011

مصل معياري عام

#### ضبط الجودة:

Meditrol N Cat .No 15171

مصل شاهد طبيعى

Meditrol P Cat .No 15181

مصل شاهد مرضي

#### الإجراء:

Hg 578 (570 – 590 nm)	طول الموجة (فوتومتر)
580 nm	طول الموجة (سبكتروفوتومتر)
1 cm المسار الضوئي	حجرة القياس
37 °C	درجة الحرارة
مقابل الماء المقطر	القياس
حركي - متزايد	التفاعل

#### التحليل:

العينة	المعياري	الناصح	
--	--	10 µl	ماء مقطر
--	10 µl	--	المعياري
10 µl	--	--	العينة
1000 µl	1000 µl	1000 µl	كاشف R1
200 µl	200 µl	200 µl	كاشف R2

امزج بشكل جيد و احضن دقيقة واحدة في الدرجة 37 م. اقرأ الامتصاصية الأولية ضد الماء المقطر و بنفس الوقت كرر القراءات كل دقيقة خلالا دقيقتين لكل من الناصح و المعياري و العينة.

#### الحساب:

$$\text{تركيز الليباز} = \frac{\Delta A_{\text{العينة}} - \Delta A_{\text{الناصح}}}{\Delta A_{\text{المعياري}} - \Delta A_{\text{الناصح}}} \times \text{تركيز المعياري}$$

#### الخطية:

حتى: 125 U/L

العينة ذات النتيجة أعلى من 125 U/L يجب أن تمدد بمحلول كلور الصوديوم 0.9% (محلول فيزيولوجي) بنسبة (9+1) و بإعادة التحليل نضرب النتيجة بـ 10.

#### التداخلات:

- 1 - البيليروبين: لم يظهر أي تداخل بتركيز حتى الـ 20 mg/dl .
- 2 - الانحلال: لم يظهر الخضاب أي تداخل بتركيز حتى الـ 150 mg/dl .
- 3 - الشحوم: لم يظهر الشحوم أي تداخل بتركيز حتى الـ 2000 mg/dl .
- 4 - انظر في كتاب Young et. al من اجل جداول إضافية لتداخل المواد و الأيونية.

#### التحذيرات:

- 1 - لا تستخدم الفم لأخذ العينات بالمص .
- 2 - المحلول رقم 2/ عكر و ذو لون برتقالي وهذا طبيعي. لا تستخدمه إذا أصبح لونه أحمر.

#### المجال الطبيعي:

≤ 38 U/L	نساء و رجال
----------	-------------

#### المراجع:

1. Kazmierczak S, Catrou P, Van Lente F. Diagnostic accuracy of pancreatic enzymes evaluated by use of multivariate data analysis. Clin Chem 1993;39:1960-1965.
2. Panteghini M et al. Diagnostic value of four assays for lipase determination in serum: A comparative reevaluation. Clin Biochem 1991;24:497-503.
3. Neumann U et al. New substrates for the optical determination of lipase. EP 207252 (1987).
4. Tietz NW. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3rd ed. Philadelphia, PA: WB Saunders, 1995:865.
5. Young, DS., Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, fifth edition 2000, AACCC Press, Washington, D.C.

In vitro diagnostics

First edition 2010