

Cat. No. 12550 R 1 x 50 ml

من أجل تحليل

Cat. No. 12551 R 2 x 50 ml


من أجل تحليل

الفوسفور اللاعضوي Phosphorus

اختبار غير لوني، بطريقة أمونيوم موليبيدات

كاشف سائل

مبدأ الاختبار:



تتفاعل شوارد الفوسفور اللاعضوي مع موليبيدات الأمونيوم في وسط حمضي لتشكل معقد الفوسفوموليبيدات الذي يمتص الضوء عند طول موجة 340nm. كثافة اللون الناتج تناسب تركيز الفوسفور اللاعضوي الموجود في العينة.

تركيب الكاشف:

Reagent R		
Sulfuric acid	210	mmol/L
Ammonium molybdate	0.3	mmol/L
Detergent		
Standard: Concentration: As indicated on the bottle		

ثباتية الكاشف:

الكاشف R: سائل جاهز للعمل.
كل الكواشف ثابتة خلال فترة الصلاحية المثبتة على اللصاقة عند التخزين في الدرجة 2-8 م°.

ملاحظة: إذا كنت امتصاصية الكاشف بدون عينة عند طول موجة 340 نانومتر ضد الماء المقطر أكثر من 0.500، فيجب استبعاد الكاشف.

جمع وحفظ العينة:

- 1 - عينة غير منحلّة من المصل أو بلازما هيبارين، EDTA.
- 2 - يجب فصل المصل عن الخثرة بالسرعة الممكنة.
- 3 - الفوسفور اللاعضوي في المصل والبلازما ثابت لمدة 1 أسبوع في الدرجة 2-8 م° و 3 أسابيع في الدرجة -20 م°.
- 4 - البول: يجمع بول 24 ساعة في عبوة تحوي 10ml من حمض كلور الماء بتركيز 6N. مدد بنسبة (9+1) بالماء المقطر واضرب النتيجة بـ 10.
- 5 - الفوسفور اللاعضوي في البول ثابت لمدة: 6 أشهر في الدرجة 2-8 م° عندما يحمض.

المعايرة:

MediCal U Cat .No 15011

Phosphorus ST. Cat .No 16171

مصل معياري عام
المعياري

ضبط الجودة:

Meditrol N Cat .No 15171

Meditrol P Cat .No 15181

مصل شاهد طبيبي
مصل شاهد مرضي

الإجراء:

Hg 340 nm, 334nm	طول الموجة (فوتومتر)
340nm	طول الموجة (سبكتروفوتومتر)
1 cm المسار الضوئي	حجرة القياس
37°C/20 – 25 °C	درجة الحرارة
مقابل الناصع	القياس
نقطة نهاية المعايرة	التفاعل

التحليل:

العينة	المعياري	الناصع	
--	--	10 µl	ماء ثنائي التقطير
--	10 µl	--	المعياري
10 µl	--	--	العينة
1000 µl	1000 µl	1000µl	الكاشف R

امزج بشكل جيد واحضن مدة 2 دقيقة في الدرجة 37 م° أو لمدة 5 دقيقة في الدرجة 20-25 م°. اقرأ الامتصاصية الضوئية (A) مقابل الناصع. يمكن إجراء القياس خلال ساعة إضافية.

ملاحظات التحليل:

يجب إجراء مصل شاهد مقارن على العينة مرتفعة الشحوم بحدّة أو مرتفعة البللورين. أنبوب العينة الناصع يجب أن يحوي:

- ضع 1ml محلول كلور الصوديوم 0.9% (محلول فيزيولوجي)
- أضف 10µl عينة.
- صفر الجهاز على محلول فيزيولوجي و اقرأ أنبوب بلانك العينة.
- نطرح امتصاصية العينة الشاهدة من امتصاصية عينة التحليل ونستخدم القيمة الناتجة في الحساب.

الحساب:

$$\text{تركيز الفوسفور اللاعضوي (mg/L)} = \frac{\text{العينة A}}{\text{المعياري A}} \times \text{تركيز المعيار (mg/L)}$$

$$\text{mmol/L} \xrightarrow{31} \text{mg/L} \quad \text{mmol/L} \xrightarrow{32.3 \times 10^3} \text{mg/L}$$

الخطية:

حتى: 150 mg/L

العينة ذات النتيجة أعلى من 150 mg/L يجب أن تمدد بمحلول كلور الصوديوم 0.9% (محلول فيزيولوجي) بنسبة (1+1) و بإعادة التحليل نضرب النتيجة بـ 2.

التداخلات:

- 1 - عينة بلازما سيترات تعطي قيمة منخفضة خاطئة.
- 2 - العينة المنحلّة يمكن أن تعطي قيم مرتفعة خاطئة.
- 3 - انظر في كتاب Young et. al من أجل جداول إضافية لتداخل المواد.

التحذيرات:

- 1 - الكاشف R محلول حمضي يحوي حمض الكبريت و هو مؤذ للعين و الجلد، تجنب أي تماس مباشر. في حال حدوث ذلك اغسل بكمية وافرة من الماء.
- 2 - استخدم للتحليل أنابيب بلاستيكية لمرة واحدة فقط، أو نظف الزجاجيات بـ حمض كلور الماء تركيزه 1N ثم اغسل بالماء المقطر لتجنب التلوث.

المجال الطبيعي:

مصل أو بلازما

50 – 96 mg/L	الولدان (حديثي الولادة)
50 – 108 mg/L	الرضع 2 – 12 شهر
34 – 62 mg/L	الأطفال سنة 1 ≥
27 – 45 mg/L	بالغون

البول

325 – 900 mg/24h	عينة بول 24 ساعة
------------------	------------------

المراجع:

1. Daly, J. A., Erthingshausen G., Clin. Chem., 18, (1972), 263.
2. Young, DS., Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, fifth edition 2000, AACC Press, Washington, D.C.
3. Fiske CH, SubbaRowY. The colorimetric determination of inorganic phosphorus. J Biol Chem 1925; 66:375-400.
4. Soldin SI, Hicks JM, eds. Pediatric reference ranges. Washington: AACC-Press, 1995: 110.