


<b>Cat. No. 17081</b> من أجل 50 تحليل	R1	1 x 40 ml
	R2	1 x 10 ml
<b>Cat. No. 17082</b> من أجل 200 تحليل	R1	4 x 40 ml
	R2	1 x 40 ml

## الخمائر الناقلة للأمين SGPT/ALT

طريقة حركية , تعتمد على توصيات ال-IFCC.

### كاشف سائل

#### مبدأ الاختبار:



يقوم الأنزيم الناقل للأمين SGPT/ALT بدور وسيط في تفاعل عكوس بتحويل زمرة الأمين من L-alanine إلى α-ketoglutarate لينتج كلا من L-glutamate و pyruvate. خميرة Lactate dehydrogenase (LDH) كوسيط تحفز على إرجاع ال- pyruvate إلى Lactate بشكل متزامن مع أكسدة NADH إلى NAD. والذي يقاس عند طول موجة 340 نانومتر. معدل التناقص في الامتصاصية اللونية تتناسب مع فعالية الخمائر الناقلة للأمين SGPT/ALT في العينة.

#### تركيب الكاشف:

<b>Reagent R1</b>		
Buffer Tris, pH 7,5	125	mmol/L
L-alanine	600	mmol/L
LDH	≥1,7	KU/L
Detergent, preservative.		
<b>Reagent R2</b>		
NADH	0,18	mmol/L
α-ketoglutarate	15	mmol/L
Detergent, preservative.		

#### ثباتية الكاشف و تحضير محلول العمل:

كاشف R1: سائل.

كاشف R2: سائل.

كل الكواشف ثابتة خلال فترة الصلاحية المثبتة على اللصاقة عند التخزين في الدرجة 2-8 °م.

#### محلول العمل: (1 + 4)

نضيف 4 أحجام من كاشف R1 إلى حجم واحد من كاشف R2. نمزج بلطف. محلول العمل ثابت مدة 3 أيام في الدرجة 2-8 °م.

#### ملاحظة:

إذا كنت امتصاصية محلول العمل بدون عينة عند طول موجة 340 نانومتر ضد الماء المقطر أقل من 0.800. فيجب استبعاد الكاشف.

#### جمع العينة و حفظها:

- 1 - عينة غير منحلّة من الهصل أو بلازما هيبارين أو EDTA .
- 2 - الخمائر الناقلة للأمين SGPT/ALT ثابتة في المصل لمدة: 10 أيام في الدرجة 2-8 °م.

#### المعايرة:

MediCal U Cat .No 15011

مصل معياري عام

#### ضبط الجودة:

Meditrol N Cat .No 15171

مصل شاهد طبيعي

Meditrol P Cat .No 15181

مصل شاهد مرضي

#### الإجراء:

Hg 340nm (334, 365nm) 340nm 1 cm المسار الضوئي 37 °C مقابل الماء المقطر أو الهواء حركي - متناقص	طول الموجة (فوتومتر) طول الموجة (سبكتروفوتومتر) حجرة القياس درجة الحرارة القياس التفاعل
--	--

#### التحليل:

أحضن محلول العمل في الدرجة 37 °م قبل الاستعمال

50 µl	العينة
1000 µl	محلول العمل
امزج بشكل جيد و احضن مدة 2 دقيقة في الدرجة 37 °م. أقرأ التغير في الامتصاصية الضوئية كل دقيقة خلال 3 دقائق. احسب تغير الامتصاصية الوسطي (ΔA/min) مقابل الماء المقطر أو الهواء .	

#### الحساب:

لحساب فعالية الخمائر الناقلة للأمين SGPT/ALT :  
فعالية الخمائر الناقلة للأمين SGPT/ALT (U/L) = ΔA/min X الفاكتر

#### عامل المعايرة (F):

365 nm	340 nm	334 nm	طول الموجة
6176	3376	3400	37°C

#### ملاحظة:

من المقترح لكل مخبر (بحسب كفاءة الجهاز المستخدم) أن يستخرج عامل المعايرة (F) الخاص به باستخدام محلول معايرة حسب العلاقة التالية:

$$F = \frac{\text{Conc}_{\text{calibrator}}}{\Delta A / \text{min}_{\text{Calibrator}}}$$

#### الخطية:

334 nm	340 nm	365 nm	طول الموجة
410 U/L	400 U/L	370 U/L	37°C

العينة ذات النتيجة أعلى من المذكور أعلاه يجب أن تمدد بمحلول كلور الصوديوم 0.9% (محلول فيزيولوجي) بنسبة (10+1) و بإعادة التحليل نضرب النتيجة بـ 11. العينة عالية الفعالية تعطي في بعض الأحيان قيمة منخفضة من تغير الامتصاصية الوسطي (ΔA/min) وذلك نتيجة الاستهلاك الكامل لـ NADH في الدقيقة الأولى قبل القياس وبالتالي تكون النتيجة خاطئة. في هذه الحالة مدد العينة بمحلول فيزيولوجي كما ورد سابقاً.

#### التداخلات:

- 1 - يتداخل الانحلال مع الاختبار لوجود خميرة SGPT في الكريات الحمراء و بالتالي إعطاء نتائج مرتفعة خاطئة.
- 2 - وجد أن الشحوم بحدود 400 mg/dl تتداخل بشكل ملحوظ في هذا التحليل.
- 3 - البيليروبين حتى التركيز 20 mg/dl و الخضاب حتى 400 mg/dl تؤثر بقيم مهمة على التحليل.
- 4 - انظر في كتاب Young et. al. من أجل جداول إضافية لتداخل المواد.

**التحذيرات:**

يحتوي الكاشف على أزيد الصوديوم كمادة حافظة. و من المحتمل أن يرتبط مع أملاح النحاس أو الرصاص ليشكل أزيدات المعادن المتفجرة، لذلك بعد طرح الكاشف المستخدم اغسل بكمية كبيرة من الماء لمنع ارتباط الأزيد.

**المجال الطبيعي:**

< 31 U/L	1 يوم	حديثي الولادة
< 52 U/L	2 - 5 يوم	
< 60 U/L	6 يوم - 6 شهر	الرضع
< 57 U/L	7 - 12 شهر	
< 39 U/L	1 - 3 سنة	الأطفال
< 29 U/L	4 - 6 سنة	
< 39 U/L	7 - 12 سنة	
< 23 U/L	نساء	13 - 17 سنة
< 26 U/L	رجال	
< 31 U/L	نساء	بالغون
< 41 U/L	رجال	

**المراجع:**

1. Tietz, N.W., Fundamentals of Clinical Chemistry, W.B. Saunders Co., p 674 (1982).
2. Henry, R.J., et al, Am. J. Clin. Path. 34:381 (1960).
3. Young, D.S., Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, fifth edition 2000, AACCC Press, Washington, D.C.
4. Henry, J.B. Clinical diagnosis and Management by laboratory methods Philadelphia .W. B. Saunders, (2001).
5. Clin. Chim. Acta 105 (1980), 155-166.
6. H. U. Bergmeyer, Tützing (G.F.R.), G. N. Bowers, Conn. Clin. Chem. 23/5. (1977), 887-899.
7. International Federation of Clinical Chemistry (IFCC).
8. Approved recommendation (1985) on IFCC methods for the measurement of catalytic concentration of enzymes. Part 2. IFCC method for alanine aminotransferase. J Clin Chem Clin Biochem 1986; 24: 48 1-95. Part 3. IFCC method for aspartate aminotransferase. Clin Chem Clin Biochem 1986; 24: 497-510.
9. German Society for Clinical Chemistry. Recommendation of carrying out standard ECCLS procedures (1988). for the catalytic concentrations of creatine kinase, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase and y-glutamyltransferase at 37 0C. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1993; 31: 901-9.