

Cat. No. 12580 R 2 x 50 ml

من اجل 100 تحليل

Cat. No. 12582 R 6 x 50 ml

من اجل 300 تحليل

Total Protein البروتين الكلي

اختبار لوني طريقة Biuret.

كاشف سائل

مبدأ الاختبار:

يعطي بروتين المصل لوناً بنفسجياً عند تفاعله مع شوارد النحاس في وسط قلوي. يقاس عند طول موجة 545 نانومتر. شدة اللون تتناسب مع تركيز البروتين الكلي الموجود في العينة.

تركيب الكاشف:

Reagent R		
Potassium sodium tartrate	60	mmol/L
Potassium iodide	29	mmol/L
Sodium hydroxide	200	mmol/L
Copper sulfate	11.5	mmol/L
Stabilizer		
Standard: Concentration: As indicated on the bottle		

ثباتية الكاشف:

الكاشف R: سائل جاهز للعمل.

الكاشف ثابت خلال فترة الصلاحية المثبتة على اللصاقة في الدرجة 2-25 م.

ملاحظة: يجب أن يكون الكاشف رائق. لون ازرق شاحب. لا تستخدم الكاشف في حال ظهور عكرة أو ترسبات على شكل بللورات سوداء.

جمع العينة و حفظها:

1 - مصل أو بلازما هيبارين أو EDTA، دون أي انحلال.

2 - البروتين في المصل و البلازما ثابت لمدة: 1 أسبوع في الدرجة 20 - 25 م.

و 1 شهر في الدرجة 2 - 8 م. عندما تحفظ بعيداً عن التبخر.

المعايرة:

MediCal U Cat .No 15011

Total protein STD. Cat. No.16181

مصل معياري عام
المعياري

ضبط الجودة:

Meditrol N Cat .No 15171

Meditrol P Cat .No 15181

مصل شاهد طبيبي
مصل شاهد مرضي

الإجراء:

Hg 546nm (530 - 570 nm)	طول الموجة (فوتومتر)
545nm	طول الموجة (سبكتروفوتومتر)
المسار الضوئي 1 cm	حجرة القياس
37 °C / 20 - 25 °C	درجة الحرارة
مقابل الناصع	القياس
نقطة نهاية المعايرة	التفاعل

التحليل:

العينة	المعياري	الناصع	ماء مقطر
--	--	20 µl	المعياري
--	20 µl	--	العينة
20 µl	--	--	الكاشف
1000 µl	1000 µl	1000 µl	
امزج بشكل جيد و احضن مدة خمس دقائق في الدرجة 37 °C أو عشرة دقائق في الدرجة 25 - 20. أقرأ الامتصاصية الضوئية ضد البلائك (A). يمكن إجراء القياس خلال ساعة إضافية.			

ملاحظات التحليل:

1 - يجب إجراء مصل شاهد مقارن على العينات مرتفعة الشحوم بحدّة أو مرتفعة البيليروبين أو منحلّة. أنبوب ناصع العينة يجب أن يحوي:

- ضع 1ml محلول كلور الصوديوم 0.9% (محلول فيزيولوجي)
- أضف 20µl عينة.
- صفر الجهاز على محلول فيزيولوجي و أقرأ أنبوب بلائك العينة.
- نطرح امتصاصية العينة الشاهدة من امتصاصية عينة التحليل و نستخدم القيمة الناتجة في الحساب.

2 - هذه الطريقة غير حساسة للتركيز أقل من 1.0 gr/dl. لا تستخدم هذه الطريقة لتحديد البروتين في البول أو في سائل النخاع الشوكي (CSF).

الحساب:

$$\text{تركيز البروتين الكلي (g/dl)} = \frac{\text{A العينة}}{\text{A المعياري}} \times \text{تركيز المعياري (g/dl)}$$

الخطية:

حتى: 10.0 g/dl

العينة ذات النتيجة أعلى من 10.0 g/dl يجب أن تمدد بمحلول كلور الصوديوم 0.9% (محلول فيزيولوجي) بنسبة (1+1) و بإعادة التحليل نضرب النتيجة بـ 2.

التداخلات:

- 1 - يتداخل الانحلال الشديد مع الاختبار و يعطي نتائج مرتفعة.
- 2 - العينة مرتفعة الشحوم و البيليروبين تتداخل بقيم مرتفعة و يجب استخدام ناصع العينة عند التحليل.
- 3 - العينة الحاوية على مادة bromosulfophtalein (BSP) تعطي نتائج خاطئة .
- 4 - انظر في كتاب Young et. al من اجل جداول إضافية لتداخل المواد.

التحذيرات:

يحتوي الكاشف هيدروكسيد صوديوم و هو مخرش. تجنّب التماس بالجلدو الأغشية المخاطية و العيون . في حالة التماس بالجلد، اغسل بكميات كبيرة من الماء. أما بالنسبة إلى العيون، اغسل بالماء ثمّ استشير طبيبي عيون.

المجال الطبيي:

3.4 - 5.0 g/dl	أطفال عمر 1 يوم
4.6 - 6.8 g/dl	1 يوم - 4 أسبوع
4.8 - 7.6 g/dl	2 - 12 شهر
6.0 - 8.0 g/dl	1 سنة ≥
6.6 - 8.7 g/dl	بالغون

المراجع:

1. Henry, R. J., Anal. Chem. 92, 1491 (1957).
2. Peters, T. J., Clin. Chem. 14, 1147 (1968).
3. Young, DS., Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, fifth editiopn 2000, AACCC Press, Washington, D.C.