

Cat. No. 12650 R 1 x 50 ml

من أجل 50 تحليل

## Zinc

## التوتياء (الزنك)

اختبار لوني، طريقة 5-Br-PAPS

### كاشف سائل

#### مبدأ الاختبار:

يتفاعل الزنك مع 5-Br-PAPS ليشكل معقداً احمر في وسط درجة حموضته pH=9.80، ازدياد الامتصاصية المقاسة عند طول موجة 560nm تتناسب مع تركيز الزنك الموجود في العينة.

#### تركيب الكاشف:

| Reagent R   |      |        |
|---|------|--------|
| Bicarbonate buffer; pH=9.8                                      | 500  | mmol/L |
| 5-Br-PAPS=  | 0.03 | mmol/L |
| 2-(5-bromo-2-pyridylazo)-5-(N-propyl-N-sulfopropylamino)-phenol |      |        |
| Sodium citrate  | 68   | mmol/L |
| Dimethyl glyoxime   | 4    | mmol/L |
| Detergent   |      |        |
| Standard: Concentration: As indicated on the bottle             |      |        |

#### ثباتية الكاشف:

الكاشف R: سائل جاهز للعمل.  
كل الكواشف ثابتة خلال فترة الصلاحية المثبتة على اللصاقة عند التخزين في الدرجة 8-2 م°.

#### جمع العينة و حفظها:

- 1 - عينة مصلى غير منحلة.
- 2 - يمكن استخدام بلازما هيبارين فقط دون أي انحلال.
- 3 - يجب جمع العينة في أنابيب خاصة لجمع عينات الشوارد المعدنية.
- 4 - يجب فصل المصل أو البلازما عن الخثرة بالسرعة الممكنة.
- 5 - الزنك في المصل والبلازما ثابت لمدة 7 أيام في الدرجة 2-8 م°.
- 6 - بول 24 ساعة يجمع في عبوة بلاستيكية نظيفة بدون غطاء معدني أو لاصق داخلي. احفظ العينة في الدرجة 2-8 م° بعد انتهاء جمع البول.
- 7 - السائل المنوي: ثقل العينة في سرعة 3000 دورة في الدقيقة لمدة 10-15 دقيقة، ثباتية العينة 7 أيام في درجة حرارة 2-8 م°.
- 8 - مدد العينة (99+1) بمحلول فيزيولوجي كلوريد الصوديوم (0.9%) واضرب النتيجة بـ 100.

#### المعايرة:

Zinc STD. Cat. No 16221

المعيار

#### ضبط الجودة:

Meditrol N Cat. No 15171

مصل شاهد طبيعى

Meditrol P Cat. No 15181

مصل شاهد مرضي

#### الإجراء:

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Hg 546 nm           | طول الموجة (فوتومتر)       |
| 560nm               | طول الموجة (سبكتروفوتومتر) |
| 1 cm المسار الضوئي  | حجرة القياس                |
| 20 - 25°C / 37°C    | درجة الحرارة               |
| مقابل الناصع        | القياس                     |
| نقطة نهاية المعايرة | التفاعل                    |

#### التحليل:

| العينة  | المعيار | الناصع | ماء مقطر   |
|---------|---------|--------|--|
| --      | --      | 50 µl  | المعيار  |
| --      | 50 µl   | --     | العينة   |
| 50 µl   | --      | --     | الكاشف R   |
| 1000 µl | 1000 µl | 1000µl | امزج بشكل جيد و احضن مدة 8 دقائق في الدرجة 20-25 م°. اقرأ الامتصاصية الضوئية (A) مقابل الناصع. يمكن إجراء القياس خلال نصف ساعة إضافية. |

#### الحساب:

$$\text{تركيز الزنك} = \frac{\text{العينة A}}{\text{المعيار A}} \times \text{تركيز المعيار}$$

$$\mu\text{g/dl} \xleftrightarrow[X \ 0.153]{X \ 6.537} \mu\text{mol/L}$$

#### الخطية:

حتى: 400 µg/dl (61.2 µmol/l)  
العينة ذات النتيجة أعلى من 400 µg/dl يجب أن تمدد بمحلول كلور الصوديوم 0.9% (محلول فيزيولوجي) بنسبة (2+1) و بإعادة التحليل نضرب النتيجة بـ 3.

#### التداخلات:

- 1 - لمنع التداخل بالملوثات الخارجية يجب أن تكون الأدوات خالية من شوارد التوتياء لذلك يجب الغسل بحمض كلور الماء ممدد بنسبة (2+1) أو حمض الأزوت ثم الغسل بماء مقطر حر من الحديد.
- 2 - انظر في كتاب Young et. al من اجل جداول إضافية لتداخل المواد.

#### التحذيرات:

1. استخدم للتحليل أنابيب بلاستيكية لمرة واحدة فقط. أو نظف الزجاجيات بحمض كلور الماء تركيزه 1N ثم اغسل بالماء المقطر لتجنب التلوث.
2. يحتوي الكاشف على أزيد الصوديوم كمادة حافظة. و من المحتمل أن يرتبط مع أملاح النحاس أو الرصاص ليشكل أزيدات المعادن المتفجرة لذلك بعد طرح الكاشف المستخدم اغسل بكمية كبيرة من الماء لمنع ارتباط الأزيد.

#### المجال الطبيعي:

| µg/dl    | µmol/l  | مصل            |
|----------|---------|----------------|
| 65 - 137 | 10 - 21 | اقل من 4 اشهر  |
| 65 - 130 | 10 - 20 | من 4 - 12 شهر  |
| 65 - 118 | 10 - 18 | من 1 - 5 سنة   |
| 78 - 105 | 12 - 16 | من 6 - 9 سنوات |
| 78 - 98  | 12 - 15 | رجال           |
| 78 - 118 | 12 - 18 | نساء           |
| 65 - 118 | 10 - 18 | رجال           |
| 59 - 98  | 9 - 15  | نساء           |
| 46 - 150 | 7 - 23  | بالغيين        |

| ( 300 - 800 ) mg/24h | البول |
|----------------------|-------|
|----------------------|-------|

| 2 - 10 mg/dL        | السائل المنوي |
|---------------------|---------------|
| 2000 - 10000 µg /dL |               |

#### ملاحظة:

مستوى الزنك في المصل أعلى بشكل عام من مستوى الزنك في البلازما بمعدل 5 - 15 % و يعزى ذلك إلى انتقال الزنك من الصفحات و كريات الدم إلى المصل أثناء التخثر.

#### المراجع:

1. Makino et al :Clinica Chemica Acta, 171 (1988), 19 - 28.
2. Young, DS., Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests, fifth edition 2000, AACC Press, Washington, D.C.